



Analizador de orina 120 pruebas/h

Código: B2-01-010045

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El analizador de orina es un sofisticado dispositivo de diagnóstico diseñado para realizar análisis rápidos y precisos de muestras de orina. Ideal para su uso en hospitales, clínicas y laboratorios, este analizador proporciona datos completos esenciales para diagnosticar y monitorear diversas condiciones de salud.

Características

- 1. El producto es pequeño y liviano, fácil de transportar y adecuado para las necesidades de detección en diferentes escenarios.
- 2. Detección automática, identificación inteligente, puede detectar hasta 14 elementos.
- 3. Pantalla táctil de 4,3 pulgadas, interfaz de operación basada en menús, fácil de operar.
- 4. Fuente de luz fría de alto brillo, larga vida útil.
- 5. Función de actualización del sistema, los usuarios pueden experimentar el soporte de software más reciente simultáneamente.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	modelo 1
Configuración	modelo 1
Principio	Colorimetría fotoeléctrica
Rendimiento	60~120 pruebas/hora
Pantalla	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Memoria	Puede almacenar más de 2000 informes de prueba
Impresora	Impresora térmica incorporada
Interfaz	USB, RS232, propuesta LIS
Escáner de código de barras	No poder
Rango de aplicación	9, 10, 11, 14 tira reactiva
Elementos	9 tiras reactivas: GLU, BIL, KET, pH, BLO, PRO, URO, NIT, LEU 10 tiras reactivas: GLU, BIL, KET, SG, pH, BLO, PRO, URO, NIT, LEU 11 tiras reactivas: GLU, BIL, KET, SG, pH, BLO, PRO, URO, NIT, LEU, VC 14 tiras reactivas: GLU, BIL, KET, SG, pH, BLO, PRO, URO, NIT, LEU, VC, CRE, Ca, MCA
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz
Tamaño externo	261*231*100mm

Especificación	modelo 1
Peso neto	2,3 kilos
Tamaño de embalaje	341*296*166mm
Peso bruto	2,8 kilos

Aplicaciones

Analizador de orina de 9, 10, 11, 14 tira reactiva: la compra se decide principalmente por principio: colorimetría fotoeléctrica y rendimiento: 60~120 pruebas/hora.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es principio: colorimetría fotoeléctrica.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rendimiento: 60~120 pruebas/hora.

Adecuado cuando la especificacion requerida es pantalla: pantalla táctil de 4,3 pulgadas.

Criterios de compatibilidad

Verifique principio: colorimetría fotoeléctrica antes de confirmar la compra.

Verifique rendimiento: 60~120 pruebas/hora antes de confirmar la compra.

Verifique pantalla: pantalla táctil de 4,3 pulgadas antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si principio: colorimetría fotoeléctrica y rendimiento: 60~120 pruebas/hora coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)