



Analizador automático de bioquímica sanguínea 400 pruebas/h

Código: B2-01-010055

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

Se utiliza para el análisis cuantitativo de la química clínica de suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo y otras muestras humanas. No utilizar para otros fines.

Características

- 1. 400 pruebas por hora.
- 2. 90 posiciones para reactivos.
- 3. 120 cubetas de reacción.
- 4. Sistema de código de barras de muestras integrado (opcional).
- 5. 60 posiciones de muestra (90 posiciones de muestra opcionales).
- 6. Sonda con función anticolidión y función de detección de nivel de líquido.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	90 posiciones refrigeradas para reactivos - 1~70 µl - 10~350 µl
Método de análisis	Punto final, tiempo fijo, velocidad (cinética), turbidimetría
Proceso de dar un título	CE, FDA, ISO9001, ISO13485
Posiciones de reactivos	90 posiciones refrigeradas para reactivos
Volumen de muestra	1~70 µl
Volumen de reactivo	10~350 µl
Sonda	Recubrimiento de teflón, con función anticolidión y función de detección de nivel de líquido.
Lavado de sonda	Lavado automático interior y exterior
Enfriamiento de reactivos	2~8°C
Cuencas	120 cubetas reutilizables, longitud óptica de 6 mm.
Sonda mezcladora	Agitación independiente
Lavado	Lavado automático de cubetas
Función STAT	Sí

Especificación	90 posiciones refrigeradas para reactivos - 1~70 µl - 10~350 µl
Espectrofotometría	Espectrofotometría post-espectral
Longitud de onda	340 ~ 800 nm
Absorbancia	0~3.5Abs
Control de calidad	Control de calidad en tiempo real, regla múltiple de Westgard, verificación de suma acumulativa, gráfico doble (2D), control de calidad diario, control de calidad mensual
Sistema LIS	Bidireccional, compatible con el protocolo HL7
Interfaz	Interfaz de red TCP/IP
Impresora	Modo de informe múltiple opcional externo
Temperatura	15~30°C
Consumo de agua	Agua desionizada: <12 L/h
Humedad	40%~85%
Peso neto	190 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	1358*935*1387 mm
Peso bruto	255 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)