



Analizador químico automático 800-1200 pruebas/h

Código: B2-01-010057

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

Se utiliza para el análisis cuantitativo de la química clínica de suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo y otras muestras humanas. No utilizar para otros fines.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	180 posiciones de reactivos - 1~70 µl - 10~350 µl
Método de análisis	Punto final, tiempo fijo, velocidad (cinética), turbidimetría
Certificados	CE, FDA, ISO9001, ISO13485
Posiciones de reactivos	180 posiciones de reactivos
Volumen de muestra	1~70 µl
Volumen de reactivo	10~350 µl
Sonda	Recubrimiento de teflón, con función anticollisión y función de detección de nivel de líquido.
Lavado de sonda	Lavado automático interior y exterior
Enfriamiento de reactivos	Bandeja refrigerada con interruptor independiente
Cuencas	160 cubetas reutilizables, longitud óptica de 6 mm.
Sonda mezcladora	Agitación independiente
Lavado	Lavado automático de cubetas
Función STAT	Sí
Espectrofotometría	Espectrofotometría post-espectral
Longitud de onda	12 longitudes de onda de 340~800 nm
Absorbancia	0~3.5Abs
Control de calidad	Control de calidad en tiempo real, regla múltiple de Westgard, verificación de suma acumulativa, gráfico doble (2D), control de calidad diario, control de calidad mensual
Sistema LIS	Bidireccional, compatible con el protocolo HL7
Interfaz	Acceso al puerto LAN
Impresora	Modo de informe múltiple opcional externo
Temperatura	15~30°C(±2°C)

Especificación	180 posiciones de reactivos - 1~70 µl - 10~350 µl
Consumo de agua	Agua desionizada: <25 L/h
Humedad	40%~85%
Peso neto	290 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	1729*969*1435 mm
Peso bruto	400 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)