



Procesador automatico de ELISA 10-1000 µl

Código: B2-01-010059

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Unidad de muestra: gradillas de muestras.

Pipeteo: 10~1000 µl.

Sistema de dispensacion: 1 sonda de aspiracion-dispensacion (movimiento X-Y-Z).

Unidad de reactivos: gradillas de reactivos.

Rango de pipeteo: 10~1000 µl, incremento de 1 µl.

Precision de pipeteo: (100 µl) CV≤1.0%.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Sample Racks - 10~1000µl - 1 aspirating-dispensing probe(X-Y-Z movement)
Sample Unit	Sample Racks
Pipetting	10~1000µl
Dispensing System	1 aspirating-dispensing probe(X-Y-Z movement)
Reagent Unit	Reagent Racks
Pipetting Range	10~1000µl, 1µl stepping
Pipetting Precision	(100µl) CV≤1.0%
Dispensing Time	5 minutes to whole 96 well microplates
Incubation Unit	Incubation
Temperature Range	RT to 45°C
Temperature Accuracy	±0.5°C
Washing Unit	Washing Probes
Wash Containers	2 wash buffers 2L, 1 distilled water, 1 waste water
Washing Residual	≤2µl/well
Reading Unit	Reading Channels
Absorbance	0.0~4.0OD
Spectral Range	400~750nm
Optical Filters	2 standard filters(450, 630nm); 2 more on request(405nm/450nm/492nm/630nm)
Data Management	Software

Especificación	Sample Racks - 10~1000µl - 1 aspirating-dispensing probe(X-Y-Z movement)
LIS System	Bi-direction, support HL7 protocol
Results	Absorbance and results reviewable by software
Printer	External optional
Working Conditions	Power Supply
Temperature	10~30°C
Humidity	40%~70%
Size&Weight	External Size(W*D*H)
Net Weight	112kg
Package Size(W*D*H)	1115*920*1398mm
Gross Weight	180kg

Aplicaciones

Procesador automatico de ELISA: la compra se decide principalmente por especificacion: pipeteo 10-1000 ul y gradillas 192/384 posiciones del equipo y unidad de muestras / gradillas de muestras: estandar 192 posiciones de muestra (expandible, hasta 384).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: pipeteo 10-1000 ul y gradillas 192/384 posiciones del equipo.

Adecuado cuando la especificacion requerida es unidad de muestras / gradillas de muestras: estandar 192 posiciones de muestra (expandible, hasta 384).

Adecuado cuando la especificacion requerida es unidad de muestras / pipeteo: 10~1000 µl.

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: pipeteo 10-1000 ul y gradillas 192/384 posiciones del equipo antes de confirmar la compra.

Verifique unidad de muestras / gradillas de muestras: estandar 192 posiciones de muestra (expandible, hasta 384) antes de confirmar la compra.

Verifique unidad de muestras / pipeteo: 10~1000 µl antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si especificacion: pipeteo 10-1000 ul y gradillas 192/384 posiciones del equipo y unidad de muestras / gradillas de muestras: estandar 192 posiciones de muestra (expandible, hasta 384) coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)