



Estación de trabajo de patología de flujo laminar

Código: B2-01-010113

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- 1. Se adopta el diseño de mesa abierta y la parte delantera y trasera del área de operación no tienen obstrucciones para garantizar el máximo espacio experimental.
- 2. Diseño de patrón de flujo de aire con suministro de aire superior y escape inferior.
- 3. El sistema de control inteligente adopta un panel de operación LCD.
- 4. Toda la máquina está hecha de acero inoxidable 304, fácil de limpiar.
- 5. Dispositivo de llenado de formaldehído estándar, tanque de líquido incorporado, con accesorios de llenado de líquido y sistema de alarma de nivel bajo de líquido, conveniente para llenar formaldehído.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	modelo 1
Configuración	modelo 1
Tamaño externo	1800*800*2000 mm
Tamaño de la mesa de operaciones	1455*490 mm
Mesa de operaciones de altura ajustable	800~950 mm
Patrón de flujo de aire	Suministro de aire superior y escape inferior
Función estándar	Sistema de perfusión de formaldehído, sistema de elevación de mesa, interruptor de inducción del cuerpo humano, pantalla de control táctil, foco, lámpara UV, iluminación LED, grifo telescópico, grifo plegable de agua caliente y fría, válvula antirretorno motorizada, fregadero, enchufe transparente
Función opcional	Lupa de pie con LED, tablero de preparación de muestras, caja de pañuelos de acero inoxidable, sistema de obtención de imágenes de muestras brutas, soporte de exhibición portátil, secador y extractor de aire.
Alimentación eléctrica	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Peso neto	380 kilos
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	2000*960*2300 mm
Peso bruto	410 kilos

Aplicaciones

Estacion de trabajo de patologia de flujo laminar: la compra se decide principalmente por tamaño externo: 1800*800*2000mm y tamaño de

la mesa de operaciones: 1455*490mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo: 1800*800*2000mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño de la mesa de operaciones: 1455*490mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es mesa de operaciones de altura ajustable: 800~950 mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique tamaño externo: 1800*800*2000mm antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño de la mesa de operaciones: 1455*490mm antes de confirmar la compra.

Verifique mesa de operaciones de altura ajustable: 800~950 mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tamaño externo: 1800*800*2000mm y tamaño de la mesa de operaciones: 1455*490mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)