



Equipos criogenicos medicos y de laboratorio

Código: B2-01-010177

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

150°C congelador 128L, ver detalles completos de -150°C congelador 128L, -150°C congelador, Horizontal congelador, 128L congelador, Ultrabaja temperatura congelador - Belltronic

- Temperature Rango: 40~-150°C.
- Exactitud de temperatura: 0.1°C.
- Uniformidad de temperatura: ≤5°C.
- Estabilidad de temperatura: ≤6°C.
- Sistema de control: Control por microprocesador.
- Pantalla: pantalla táctil LCD de 7 pulgadas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	128 litros - Control por microprocesador - Refrigeración directa
Capacidad	128 litros
Rango de temperatura	-40~-150°C
Precisión de la temperatura	0,1°C
Uniformidad de temperatura	≤5°C
Estabilidad de temperatura	≤6°C
Sistema de control	Control por microprocesador
Mostrar	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
Alarma	Alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de alimentación eléctrica anormal, alarma de fallo del sensor, alarma de comprobación del filtro, alarma de temperatura ambiente, alarma de fallo del condensador
Tipo de refrigeración	Refrigeración directa
Refrigerante	R4001, 2000 g
Compresor	Compresor de origen francés/1
Condensador y evaporador	Condensador de aletas de tubo de cobre; evaporador de serpentín de tubo de cobre
Descongelar	Descongelación manual
Construcción	Espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFC.
Material externo	Placa de acero pulverizada

Especificación	128 litros - Control por microprocesador - Refrigeración directa
Puerta	Puerta exterior: puerta de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: Puerta de tablero de espuma de poliestireno extruido XPS*1
Consumo	3125 W
Fuente de alimentación	220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Ruedas giratorias	Sí
Accesorio estándar	Interfaz USB, terminal de alarma remota, manómetro, puerto de prueba
Accesorio opcional	Registrador de temperatura, sistema de respaldo de nitrógeno líquido
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	500*450*578 mm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	1560*957*1178 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	1637*970*1383 mm
Peso neto	245 kg
Peso bruto	340 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)