



Refrigerador de laboratorio temperatura 2-8 °C

Código: B2-01-010189

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Los refrigeradores de laboratorio se utilizan en lugares que requieren almacenamiento a temperatura constante, como hospitales, bancos de sangre, centros de investigación científica, universidades, laboratorios de ingeniería genética, empresas, etc. La temperatura interna se puede regular mediante el botón de temperatura del panel de control. Su uso es sencillo y su rendimiento, fiable.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1500 litros - 8 minutos - 30 minutos
Capacidad	1500 litros
Rango de temperatura	2~8°C
Precisión de la temperatura	0,1°C
Uniformidad de temperatura	≤3°C
Estabilidad de temperatura	±3°C
Tiempo de recuperación (Recuperación a 8°C en una temperatura ambiente de 32°C)	8 minutos
Tiempo de enfriamiento (enfriar hasta 6 °C a una temperatura ambiente de 32 °C)	30 minutos
Sistema de control	Control por microprocesador
Mostrar	CONDUJO
Alarma	Alto / baja temperatura alarma , pag fallo de potencia alarma (24 h), alarma de fallo del controlador, d sobre entreabierto alarma
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire
Refrigerante	R134a/620g
Compresor	compresor de marca internacionalmente famosa/1
Condensador y evaporador	Tubo de cobre y placa de aluminio
Descongelar	Descongelación automática
Construcción	Material aislante de poliuretano ciclopentano
Material externo	Acero inoxidable
Puerta	Puerta de cristal con calefacción eléctrica*3

Especificación	1500 litros - 8 minutos - 30 minutos
Consumo	537W
Fuente de alimentación	220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Ruedas giratorias	Sí
Estante	12
Accesorio opcional	Orificio de prueba, interfaz USB, RS485, impresora, registrador de temperatura
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	1680*640*1420 mm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	1800*775*1965 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	1940*880*2035 mm
Peso neto	245 kg
Peso bruto	280 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)