



Esterilizador nebulizador de H₂O₂ capacidad 4L

Código: B2-01-010251

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Es adecuado para laboratorios de bioseguridad, salas de infecciones, escuelas, hospitales, empresas alimentarias, institutos de investigación científica y otros lugares que requieren desinfección regular del aire y superficies duras.

Características

- 1. Puede controlar la pulverización del desinfectante en forma de gotas nanomicroscópicas, reducir el líquido condensado y garantizar la penetración y el efecto de desinfección en lugares complicados y de difícil acceso.
- 2. Pantalla táctil a todo color, operación fácil y clara, alta comodidad de experiencia de usuario.
- 3. Puede lograr un efecto letal de 6 registros de esporas mutadas negras de Bacillus subtilis.
- 4. Es menos corrosivo, no tóxico y tiene una amplia gama de aplicaciones, pudiendo reemplazar los métodos tradicionales de desinfección de espacios.
- 5. Flexible y fácil de usar, compacto y fácil de transportar, ideal para diversas unidades con requisitos de control de microbios. Cuenta con una función de cálculo automático. Simplemente introduzca el tamaño de la habitación a desinfectar y la cantidad de desinfectante necesaria se calculará automáticamente.
- 6. Con la función de programación de citas, este producto puede programar una cita con antelación. Una vez programada, el equipo inicia automáticamente la desinfección.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 620*620*960 mm
Capacidad de líquido	4 litros
Espacio adecuado	100 m ³
Consumo	1100 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) (transformador externo)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	530*530*950 mm
Peso neto	48 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	620*620*960 mm
Peso bruto	55 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Esterilizador nebulizador de H2O2 de 4L: la compra se decide principalmente por capacidad de líquido: 4 litros y espacio adecuado: 100m³.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad de líquido: 4 litros.

Adecuado cuando la especificacion requerida es espacio adecuado: 100m³.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo (an. x pr. x al.): 530*530*760 mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique capacidad de líquido: 4 litros antes de confirmar la compra.

Verifique espacio adecuado: 100m³ antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño externo (an. x pr. x al.): 530*530*760 mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si capacidad de líquido: 4 litros y espacio adecuado: 100m³ coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)