



Esterilizador de ozono para cama dimensiones 460 × 360 × 940

Código: B2-01-010254

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Adecuado para la desinfección de sábanas, fundas de edredón, fundas de almohada, insertos de almohada, colchones y ropa de quirófano. Se utiliza ampliamente en salas de hospital, residencias de ancianos, centros de bienestar, hoteles y otros lugares importantes.

Características

- 1. La carcasa es de ABS, resistente a la suciedad. Incluye una rueda silenciosa de grado médico que facilita su desplazamiento.
- 2. Controlado por una microcomputadora, adopta una pantalla LCD capacitiva de 7 pulgadas, que es sensible al tacto, de larga vida útil y conveniente para la interacción.
- 3. Puede desinfectar ambas camas al mismo tiempo, con una alta tasa de esterilización y puede blanquear, desodorizar y repeler insectos.
- 4. Hay modo personalizado, modo bolsa de cama y modo colcha para elegir.
- 5. Incorpora un generador de ozono de cuarzo de alta concentración, tiene una vida útil más larga y estable.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 534*434*1144 mm
Método de desinfección	Ozono
Generación de ozono	3000 mg/h
Concentración máxima de ozono	627,6 mg/m ³
Tiempo de llenado de ozono	0~60 min (personalizable)
Tiempo de desinfección	0~120 min (personalizable)
Tiempo de bombeo	0~240 s (personalizable)
Tiempo de análisis	0~240 s (personalizable)
Ruido	≤60 dB(A)
Función especial	Modo cama individual y doble, detección de temperatura.
Consumo	≤900W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) (transformador externo)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	460*360*940 mm
Peso neto	26,5 kilos



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 534*434*1144 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	534*434*1144 mm
Peso bruto	33,9 kilos

Aplicaciones

Esterilizador de ozono para cama: la compra se decide principalmente por método de desinfección: ozono y generación de ozono: 3000mg/h.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es método de desinfección: ozono.

Adecuado cuando la especificacion requerida es generación de ozono: 3000mg/h.

Adecuado cuando la especificacion requerida es concentración máxima de ozono: 627,6 mg/m3.

Criterios de compatibilidad

Verifique método de desinfección: ozono antes de confirmar la compra.

Verifique generación de ozono: 3000mg/h antes de confirmar la compra.

Verifique concentración máxima de ozono: 627,6 mg/m3 antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si método de desinfección: ozono y generación de ozono: 3000mg/h coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)