



Esterilizador nebulizador de H₂O₂ capacidad 15-18 ml

Código: B2-01-010255

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Es adecuado para laboratorios de bioseguridad, salas de infecciones, escuelas, hospitales, empresas alimentarias, institutos de investigación científica y otros lugares que requieren desinfección regular del aire y superficies duras.

Características

- 1. Esterilización de amplio espectro eficiente, puede matar estafilococos blancos, bacterias naturales en el aire, etc.
- 2. Las partículas atomizadas de micrones forman un movimiento browniano, difusión uniforme.
- 3. Inicio retardado + control remoto inalámbrico con un botón para iniciar, seguro y conveniente.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 600*326*386 mm
Mostrar	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Rango de concentración	Desinfectante de H ₂ O ₂ al 7,5% (p/p), 0~188,4 mg/m ³
Tamaño de partícula atomizada	1 µm en promedio
Volumen de pulverización	15~18 ml/min
Modo de descarga de niebla	Niebla de descarga unidireccional
Horario de trabajo	60 minutos
Volumen de solución de stock	1 litro
Tasa de extinción de bacterias naturales	>90%, tronco de extinción de encimera de madera>1
Tasa de esterilización de Staphylococcus albus blanco	>99,99%
Consumo	1300W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	452*256*346 mm
Peso neto	10,5 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	600*326*386 mm
Peso bruto	13 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Esterilizador de peróxido de hidrógeno: la compra se decide principalmente por mostrar: pantalla táctil de 4,3 pulgadas y rango de concentración: desinfectante H_2O_2 al 7,5% (p/p), 0~188,4 mg/m³.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es mostrar: pantalla táctil de 4,3 pulgadas.

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de concentración: desinfectante H_2O_2 al 7,5% (p/p), 0~188,4 mg/m³.

Adecuado cuando la especificación requerida es tamaño de partícula atomizada: 1 μm en promedio.

Criterios de compatibilidad

Verifique mostrar: pantalla táctil de 4,3 pulgadas antes de confirmar la compra.

Verifique rango de concentración: desinfectante H_2O_2 al 7,5% (p/p), 0~188,4 mg/m³ antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño de partícula atomizada: 1 μm en promedio antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si mostrar: pantalla táctil de 4,3 pulgadas y rango de concentración: desinfectante H_2O_2 al 7,5% (p/p), 0~188,4 mg/m³ coinciden con el requerimiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)