



Esterilizador de ozono para cama dimensiones 320 × 380 × 830

Código: B2-01-010256

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El esterilizador de ozono para camas utiliza un ozonizador de alta concentración y tecnología de presurización con bomba de aire. El ozono de alta concentración se inyecta en la ropa de cama, el colchón, el núcleo de la almohada, etc., y en la colcha especial mediante ósmosis a presión semicerrada para desinfectar la cama.

Características

- 1. Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, control por microcomputadora, larga vida útil, baja pérdida de luz y consumo de energía del sistema y conveniente interacción hombre-máquina.
- 2. Con función de alarma de vida útil de consumibles.
- 3. El modo manual/automático es opcional, libre de configurar el tiempo de desinfección.
- 4. Función de visualización del reloj para acumular tiempo de desinfección, monitoreo de temperatura en tiempo real.
- 5. Se proporcionan casilleros especiales antes y después de la máquina para facilitar que los usuarios guarden artículos como tubos de salida de ozono.
- 6. Con el dispositivo de ozonólisis, el gas tratado se puede descargar directamente al aire, de forma saludable y sin contaminación.
- 7. Equipado con compresor de aire de alta potencia, para que el ozono pueda ingresar completamente al interior del algodón y otros artículos para su desinfección.
- 8. Ozonizador de cerámica de acero inoxidable, ozono de alta pureza, gran cantidad de producción, larga vida útil.
- T técnico Parámetros

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 445*385*967 mm
Método de desinfección	Ozono
Generación de ozono	5000 mg/h
Concentración máxima de ozono	≥1700 mg/m ² 3
Tiempo de llenado de ozono	0~99 min (personalizable)
Tiempo de desinfección	0~99 min (personalizable)
Hora de vaciado	0~99 min (personalizable)
Tiempo de análisis	0~99 min (personalizable)

Especificación	pack 445*385*967 mm
Ruido	45~50 dB(A)
Función especial	Modo de cama individual y doble, detección de temperatura, aviso de cambio de agente analítico, selección de ciclos de desinfección, posibilidad de configurar el tiempo y desinfección programada.
Consumo	410 VA
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	380*350*830 mm
Peso neto	31 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	445*385*967 mm
Peso bruto	40 kg

Aplicaciones

Esterilizador de ozono de unidad de cama: la compra se decide principalmente por método de desinfección: ozono y generación de ozono: 5000mg/h.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es método de desinfección: ozono.

Adecuado cuando la especificacion requerida es generación de ozono: 5000mg/h.

Adecuado cuando la especificacion requerida es concentración máxima de ozono: ≥ 1700 mg/m³.

Criterios de compatibilidad

Verifique método de desinfección: ozono antes de confirmar la compra.

Verifique generación de ozono: 5000mg/h antes de confirmar la compra.

Verifique concentración máxima de ozono: ≥ 1700 mg/m³ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si método de desinfección: ozono y generación de ozono: 5000mg/h coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)