



Incubadora de plaquetas temperatura $22\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$

Código: B2-01-010349

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Refrigeración por semiconductores.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 550*370*420
Tamaño externo (Ancho*Alto*Profundidad) mm	440*310*340
Tamaño del paquete (ancho*alto*profundidad) mm	550*370*420
Mostrar	Pantalla LED
Precisión de la pantalla	0,1°C
Rango de temperatura	22±2°C
Temperatura. Fluctuación	±1°C
Tipo de refrigeración	Refrigeración por semiconductores
capa de almacenamiento	3
Amplitud de oscilación	35±2 mm
Frecuencia de oscilación	50 rpm
Fuente de alimentación	AC220±10%, 50/60 Hz
Peso neto (kg)	7
Peso bruto (kg)	7.8

Aplicaciones

Incubadora de plaquetas: la compra se decide principalmente por tamaño externo $\square w*h*d\square$ mm: 440*310*340 y mostrar: pantalla led.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo $\square w*h*d\square$ mm: 440*310*340.

Adecuado cuando la especificacion requerida es mostrar: pantalla led.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de visualización: 0,1% u2103.

Criterios de compatibilidad

Verifique tamaño externo □w*h*d□mm: 440*310*340 antes de confirmar la compra.

Verifique mostrar: pantalla led antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de visualización: 0,1% u2103 antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tamaño externo □w*h*d□mm: 440*310*340 y mostrar: pantalla led coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)