



Centrífuga refrigerada 4 x 750 ml

Código: B2-01-010380

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La centrífuga refrigerada de alta velocidad combina un potente rendimiento con un control preciso de la temperatura, lo que la hace ideal para aplicaciones de alto rendimiento y sensibles a la temperatura en biología molecular, bioquímica y laboratorios clínicos.

Características

- Esta serie es estable y no voluminosa, tiene buena compatibilidad y puede equiparse con rotores de gran capacidad.
- Control por microcomputadora; accionamiento de motor de frecuencia variable de CA, sin contaminación por partículas de carbono, vida útil prolongada; bajo nivel de ruido, mínima vibración; equipado con una variedad de rotores para que el usuario los seleccione.
- Permite configurar el modo de subida y bajada de velocidad, ofrece un modo de ajuste de velocidad y fuerza centrífuga, y permite cambiar el valor de velocidad/fuerza centrífuga con un solo botón.
- Unidad compresora: control de temperatura de doble canal para refrigeración y calefacción, sistema de disipación de calor único para garantizar el mejor efecto de enfriamiento del instrumento.
- Equipado con protección contra sobrevelocidad, sobretensión, desequilibrio, autobloqueo de la tapa de la puerta y otras protecciones para garantizar la seguridad del personal y de la máquina.
- Cuerpo pequeño y compacto, equipado con un motor de frecuencia variable de alto par, aceleración y desaceleración más rápidas, mayor eficiencia, súper rentable.

Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm: 835*960*1430

Peso bruto (kg): 292

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 835*960*1430
Velocidad máxima	21000 rpm
RCF máx.	47580xg
Capacidad máxima	6 x 500 ml
Velocidad y precisión	±30 rpm
Rango de temperatura	-20°C~40°C
Precisión de la temperatura	±2°C
Rango de tiempo	1 min ~ 23 h 59 min

Especificación	pack 835*960*1430
Ruido	≤65 dB
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional): Transformador externo
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm	710*840*1250
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm	835*960*1430
Peso neto (kg)	252
Peso bruto (kg)	292
Rotor angular	16*10ml
Rotor angular (2)	6*50ml
Rotor angular (3)	8*50ml
Rotor angular (4)	8*100ml
Rotor angular (5)	6*250ml
Rotor angular (6)	6 x 500 ml
Rotor angular (7)	4*250ml

Aplicaciones

Centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4 x 750 ml, 1 minuto ~ 23h59 minutos y 20C~40C: la compra se decide principalmente por 1 minuto ~ 23h59 minutos y 20c~40c y uso previsto: centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4 x 750 ml, 1 minuto ~ 23h59 minutos y 20c~40c.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es 1 minuto ~ 23h59 minutos y 20c~40c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4 x 750 ml, 1 minuto ~ 23h59 minutos y 20c~40c.

Criterios de compatibilidad

Verifique 1 minuto ~ 23h59 minutos y 20c~40c antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4 x 750 ml, 1 minuto ~ 23h59 minutos y 20c~40c antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si 1 minuto ~ 23h59 minutos y 20c~40c y uso previsto: centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4 x 750 ml, 1 minuto ~ 23h59 minutos y 20c~40c coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)