



Centrífuga de citología capacidad 24 capilares 14170×g

Código: B2-01-010385

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La centrífuga de hematocrito se utiliza principalmente para la determinación del valor del producto específico de las células hematológicas, así como para la separación de trazas de sangre y soluciones traza.

Características

- 1. El diseño de toda la máquina se ajusta a la ergonomía, con un diseño aerodinámico, estructura totalmente de acero, segura, bonita y práctica.
- 2. La centrífuga compacta y multifuncional de alta velocidad ahorra el limitado espacio de mesa en el laboratorio.
- 3. Adopte un anillo de sellado integral de silicona de grado alimenticio para evitar el desbordamiento de aerosol y garantizar la seguridad del personal.
- 4. Incorpora una cerradura de puerta electromecánica integrada, fácil de usar, segura y fiable.
- 5. Diseño de programación mediante botones, pantalla digital para tubos, velocidad centrífuga, tiempo de centrifugación y otros parámetros configurables.
- 6. Función de detección de alarma, detección en tiempo real del estado de la cerradura y del motor, funcionamiento seguro y fiable.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 386*456*381 mm
Velocidad máxima	12000 rpm
RCF máx.	14170×g
Capacidad máxima	24 capilares
Velocidad y precisión	±20 rpm
Rango de tiempo	1s~999min
Ruido	≤65 dB(A)
Consumo	150 W
Fuente de alimentación	220 V CA, 50/60 Hz o 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	320*380*270 mm
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	386*456*381 mm
Peso neto	19 kg

Especificación	pack 386*456*381 mm
Peso bruto	23 kg

Aplicaciones

Centrifuga de hematocrito: la compra se decide principalmente por velocidad máxima: 12000 rpm y rcf máx.: 14170×g.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad máxima: 12000 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rcf máx.: 14170×g.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad máxima: 24 capilares.

Criterios de compatibilidad

Verifique velocidad máxima: 12000 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique rcf máx.: 14170×g antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad máxima: 24 capilares antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si velocidad máxima: 12000 rpm y rcf máx.: 14170×g coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)