



Analizador bioquímico velocidad 2500 rpm

Código: B2-01-010396

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El concentrador de vacío es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para evaporar rápidamente solventes desde muestras mediante vacío, fuerza centrífuga y calor. Es adecuado para laboratorios de biología molecular, bioquímica y farmacéuticos, y permite una preparación de muestras precisa y constante.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	2500 rpm - 6*100ml - 0-99H59Min
Rango de control de temperatura	temperatura ambiente $\pm$ 80°C
Temperatura de la trampa fría	RT-70 °C
Precisión del control de temperatura	$\pm$ 1°C
Velocidad máxima	2500 rpm
Maxima capacidad	6*100ml
Rango de tiempo	0-99H59Min
Rango de control de vacío	0.1-1000mb
Tolerancia al vacío de la unidad principal	0.01mbr
Ruido	$\leq$ 55 dBA
Fuerza	0,7 kw
Tamaño externo	360*448*304mm
Fuente de alimentación	220V 50HZ
Rotor de placa ELISA	2x96 agujeros
Accesorio opcional	Bombas de diafragma resistentes a la corrosión, bombas híbridas resistentes a la corrosión, trampa de frío
Accesorio estándar	Bomba de aceite

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)