



Centrífuga dental CGF 12 x 20 ml

Código: B2-01-010400

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La centrífuga dental CGF, con múltiples funciones, permite preparar CGF, PGRF e. Su funcionamiento es sencillo: basta con introducir la sangre venosa en la centrífuga y pulsar el botón correspondiente para seleccionar el programa deseado. Se trata de una centrífuga especializada para implantes dentales, tratamiento de defectos óseos, tratamientos estéticos antienviejecimiento y otros campos.

Características

- 1. Diseñado para uso clínico y cosmético oral, ofrece un buen efecto de reducción de vibraciones gracias al uso de amortiguadores de vibración especiales.
- 2. Hay 4 programas centrífugos preestablecidos, y los usuarios pueden activarlos con una sola tecla y almacenar varios programas definidos por el usuario, lo que resulta conveniente para llamar a programas comunes e iniciar la máquina con el último programa utilizado.
- 3. Anillo de sellado integral de silicona de grado alimenticio para evitar derrames de aerosoles y garantizar la seguridad del personal.
- 4. Función de detección de alarma, detección en tiempo real del estado de las cerraduras de las puertas y del motor, funcionamiento seguro y fiable.
- 5. Control por microcomputadora, accionamiento por motor CC sin escobillas, gran par motor, alta velocidad de elevación, sin contaminación por polvo de carbono, sin mantenimiento.
- 6. Diseño sencillo, con las ventajas de tamaño reducido, bajo nivel de ruido, baja elevación de temperatura, alta eficiencia, seguridad y fiabilidad.

Peso bruto: 24 kg

Rotores disponibles para cotizar

La centrífuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	12*5/7ml	4000	1681	Tubo de extracción de sangre al vacío de 2/3/4 ml	

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R02	30*5/7ml	4000	2039	Tubo de extracción de sangre al vacío de 2/3/4 ml	
R03	6*10ml	4000	1880	Tubo de extracción de sangre al vacío de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml	
R04	24*10ml	4000	1880	Tubo de extracción de sangre al vacío de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml	
R05	8*15 ml	4000	1700	10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml	
R06	12*15 ml	4000	2147	10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml	
R07	8*20ml	4000	1840	15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml	
R08	12 * 20 ml	4000	2250	15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml	

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4000 rpm - 12*20ml - 1s~99min
Velocidad máxima	4000 rpm
RCF máx.	2250×g
Volumen máximo	12*20ml
Rango de tiempo	1s~99min
Velocidad Precisión	±10 r/min
Ruido	≤60 dB
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (largo*ancho*alto)	340*430*278 mm
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	476*566*436 mm
Peso neto	20 kg
Peso bruto	24 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.





Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)