



Centrífuga de sobremesa de baja velocidad de gran capacidad 4 x 750 ml

Código: B2-01-010407

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

B2-01-010407 se utiliza para la separación rápida de suero, plasma y otros fluidos corporales.

Características

- 1. Estructura totalmente metálica y multicapa a prueba de explosiones, segura y duradera, para garantizar la seguridad de los operadores.
- 2. Control de microprocesador incorporado, accionamiento de motor de CC sin escobillas, sin mantenimiento, buena absorción de impactos, funcionamiento estable.
- 3. Pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas, compatible con la función de cambio de chino e inglés, el idioma minoritario se puede personalizar, visualización en tiempo real de todos los parámetros, la interfaz de operación es intuitiva y simple.
- 4. Cerradura de puerta de integración electromecánica, segura y confiable.
- 5. Se utiliza un anillo de sellado de silicona de grado alimenticio integral para evitar el desbordamiento de aerosol y garantizar la seguridad del operador.
- 6. Con autoprueba, bloqueo, sobrevelocidad, sobretensión y otras funciones de alarma, excelente absorción de impactos, el motor funciona sin problemas.
- 7. Múltiples grupos de programas definidos por el usuario, programas comunes fáciles de usar, arranque desde el último programa.
- 8. Equipado con una variedad de rotores angulares y adaptadores, adecuados para tubos centrífugos de 0,1 ml ~ 750 ml, según las necesidades reales, para lograr una máquina multiusos.
- 9. Reconocimiento automático de rotor opcional.

Tamaño del paquete (largo x ancho x alto): 620*740*710 mm

Peso bruto: 80 kg (220 V), 85 kg (110 V)

Rotores disponibles para cotizar

La centrífuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad máxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
-----	-------	-----------	------------------------	---------------	-----------

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Rotor oscilante	48*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre	4000	2952	/
R02	Rotor oscilante	Tubo de recolección de sangre de 48 x 5/7 ml	4000	2952	Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml
R03	Rotor oscilante	Tubo de recolección de sangre de 72 x 2/3/4/5/7 ml	4000	2808	/
R04	Rotor oscilante	Tubo de recolección de sangre de 80 x 2/3/4/5/7 ml	4000	2808	/
R05	Rotor oscilante	Tubo de recolección de sangre de 96 x 2/3/4/5/7 ml	4000	3104	/
R06	Rotor oscilante	16*10/15 ml	4000	2957	Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲)
R07	Rotor oscilante	24*10/15 ml	4000	2957	Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲)
R08	Rotor oscilante	32*10/15 ml	4000	2952	Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲)
R09	Rotor oscilante	48 x 15 ml	4000	3282	/
R10	Rotor oscilante	36*10 ml	4000	2862	/
R11	Rotor oscilante	64*10/15 ml	4000	3220	/
R12	Rotor oscilante	4 x 50 ml	4500	3962	50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml
R13	Rotor oscilante	8*50 ml	4000	2952	50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml
R14	Rotor oscilante	4*100 ml	4500	3962	Tubo de recolección de sangre de 16 x 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 16 x 5/7 ml
R15	Rotor oscilante	8 x 100 ml	4000	3077	Tubo de recolección de sangre de 32 x 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 32 x 5/7 ml
R16	Rotor oscilante	4*250 ml(▲)	4000	3578	/
R17	Rotor oscilante	4*250 ml (fondo plano)	4000	2780	Tubo de extracción de sangre de 48 x 1,5/2 ml, 40 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, 24 x 10 ml (▲), 28 x 10 ml, 20 x 15 ml, 4 x 50 ml (▲), 8 x 50 ml (●), 4 x 100 ml

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R18	Rotor oscilante	4 x 250 ml (bioseguridad)	4000	3041	Tubo de extracción de sangre de 48 x 1,5/2 ml, 40 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, 24 x 10 ml (▲), 28 x 10 ml, 20 x 15 ml, 4 x 50 ml (▲), 8 x 50 ml (●), 4 x 100 ml
R19	Rotor oscilante	4*300 ml	4000	3220	/
R20	Rotor oscilante	4*500 ml (fondo plano)	4000	3130	Tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 64 x 2/3/4/5/7 ml, 36 x 10 ml (●), 36 x 10 ml (▲), 36 x 15 ml (●), 36 x 15 ml (▲), 12 x 50 ml (●), 12 x 50 ml (▲), 16 x 50 ml (●), 16 x 50 ml (▲), 48 x 15 ml (▲), 4 x 250 ml (fondo plano), 32 x 15 ml (▲), 48 x 10 ml (●)
R21	Rotor oscilante	4 x 500 ml (bioseguridad)	4000	3399	Tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 64 x 2/3/4/5/7 ml, 36 x 10 ml (●), 36 x 10 ml (▲), 36 x 15 ml (●), 36 x 15 ml (▲), 12 x 50 ml (●), 12 x 50 ml (▲), 16 x 50 ml (●), 16 x 50 ml (▲), 48 x 15 ml (▲), 4 x 250 ml (fondo plano), 32 x 15 ml (▲), 48 x 10 ml (●)
R22	Rotor oscilante	4*500 ml(▲)	4000	3578	/
R23	Rotor oscilante	4 x 750 ml (fondo plano)	4000	3399	Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml, 60 x 15 ml (●), 60*15 ml(▲), 24*50 ml(●), 24*50 ml (▲), 28*50 ml (●), 28*50 ml(▲)
R24	Rotor oscilante	4 x 750 ml (bioseguridad)	4000	3399	Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml, 60 x 15 ml (●), 60*15 ml(▲), 24*50 ml(●), 24*50 ml (▲), 28*50 ml (●), 28*50 ml(▲)
R25	Rotor oscilante de destapado automático	80*2/3/4/5/7 ml Tubo de extracción de sangre (destapado automático)	4000	3220	/
R26	Rotor oscilante de destapado automático	Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml (destapado automático)	4000	3399	/

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R27	Rotor oscilante de destapado automático	Tubo de recolección de sangre de 96 x 10 ml (destapado automático)	4000	3211	/
R28	Rotor de microplacas oscilante	2*2*96 pozo	4000	2361	/
R29	Rotor de microplacas oscilante	4*2*96 pozo	4000	2987	/
R30	Rotor angular	12 x 20 ml	5000	3516	15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml
R31	Rotor angular	12*15 ml	5000	3354	Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml
R32	Rotor angular	8*15/20 ml	5000	2655	Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml
R33	Rotor angular	24 x 10 ml	5000	3354	Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml
R34	Rotor angular	18 x 10 ml	5000	3354	Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml
R35	Rotor angular	12 x 10 ml	5000	3354	Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml
R36	Rotor angular	12*10/15 ml	6000	5111	Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲)
R37	Rotor angular	24*10/15 ml	6000	5031	Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲)
R38	Rotor angular	6*50 ml	6000	3904	50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	6000 rpm - ±10 rpm - 4 x 500 ml
Velocidad máxima	6000 rpm
Velocidad Precisión	±10 rpm
RCF máx.	5111xg
Volumen máximo	4 x 500 ml
Rango de tiempo	1s~99min59s/Continuo/Corto lapso
Ruido	≤65 dB
Fuente de alimentación	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (largo*ancho*alto)	500*620*410 mm
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	620*740*710 mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	6000 rpm - ± 10 rpm - 4 x 500 ml
Peso neto	56 kg
Peso bruto	80 kg (220 V), 85 kg (110 V)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)