



Centrífuga de sobremesa de baja velocidad capacidad 4 × 2 × 100 ml

Código: B2-01-010411

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

B2-01-010411 es una centrífuga de sobremesa, de baja velocidad y con soporte para múltiples tubos, que se utiliza a menudo como instrumento para separar suero, plasma, precipitar proteínas o para el examen de sedimentos de orina.

Características

- 1. Control por microprocesador incorporado, programación mediante botones.
- 2. Puede almacenar y recuperar 20 conjuntos de programas operativos.
- 3. Admite ajuste fino de velocidad de 1 rpm y tiempo de 1 s; recuperación automática al apagarse.
- 4. Parámetros ajustables durante la operación, conveniente y rápido.
- 5. 10 velocidades de elevación para elegir, velocidades de elevación rápidas.
- 6. Equipado con función de memoria de programa, retiene automáticamente los parámetros de la última ejecución y restaura automáticamente los parámetros establecidos antes del apagado.
- 7. Apertura automática de puerta y alerta al finalizar la centrifugación.
- 8. Absorción de impactos de múltiples etapas, protección múltiple por exceso de velocidad, desequilibrio y cubierta de puerta.

Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.): 666*532*522 mm

Peso bruto: 53 kilos

Rotores disponibles para cotizar

La centrífuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad máxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Rotor oscilante Apoyo	4*250 ml	/	/	/
R01	Taza colgante	4*250 ml	/	/	/
R01	Adaptador	4*1*100 ml	4000	2379	/
R01	Adaptador	4*1*50 ml	4000	2379	/

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Adaptador	4*9*10 ml	4000	2379	/
R01	Rack de tubos	4*4*50 ml	4000	3500	/
R01	Rack de tubos	4*2*50 ml(▲)	4000	3023	/
R01	Rack de tubos	4*20*5 ml	4000	3139	/
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 18 x 5 ml (L106 mm)	4000	2808	72*2 ml
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L75 mm)	4000	2808	/
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L100 mm)	4000	2808	48*2 ml
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L106 mm)	4000	2808	48*2 ml
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 10 x 5 ml (L106 mm)	4000	2808	40*2 ml
R02	Rotor angular	12 x 10 ml	5000	3440	12*5 ml
R03	Rotor angular	18*10 ml	5000	3516	18*5 ml
R04	Rotor angular	24 x 10 ml	5000	3516	24*5 ml
R05	Rotor angular	8*15 ml	5000	3300	/
R06	Rotor angular	12*15 ml	5000	3438	/
R07	Rotor angular	12*20 ml	5000	3360	/
R08	Rotor angular	4*50 ml	5000	3400	/
R09	Rotor angular	6*50 ml	5000	3281	/
R10	Rotor angular	4*100 ml	4000	2100	/

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	5000 rpm - 4*2*100ml - ±1% o ±20 rpm
Velocidad máxima	5000 rpm
RCF máximo	3500×g
Capacidad máxima	4*2*100ml
Velocidad y precisión	±1% o ±20 rpm
Rango de tiempo	1s~999min
Ruido	≤65 dB
Consumo	500 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	540*410*330 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	666*532*522 mm

Especificación	5000 rpm - 4*2*100ml - $\pm 1\%$ o ± 20 rpm
Peso neto	36,5 kg
Peso bruto	53 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)