



Centrífuga de sobremesa de baja velocidad 24 x 10 ml

Código: B2-01-010418

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

B2-01-010418 está diseñado profesionalmente para bancos de sangre, se utiliza principalmente con reactivos de medios de amina coagulante, puede completar rápidamente los experimentos de compatibilidad cruzada, identificación de tipo sanguíneo y selección de anticuerpos irregulares, satisface mejor las necesidades de centrifugación del banco de sangre.

Características

- 1. Utilizando el control del procesador de microcomputadora, visualización LCD en tiempo real de todos los parámetros operativos.
- 2. El ajuste del tiempo puede ser preciso en segundos, después de comenzar a alcanzar la velocidad establecida, que es el comienzo de la cuenta regresiva, el tiempo se apaga automáticamente "0".
- 3. Velocidad ascendente/descendente rápida, se pueden configurar 10 grados de velocidad ascendente/descendente para satisfacer la demanda del cliente.
- 4. Diseño especial de ventilación y enfriamiento para evitar que la temperatura de la cámara centrífuga sea demasiado alta y provoque cambios en la calidad de la sangre.
- 5. Se pueden configurar y almacenar 20 conjuntos de programas centrífugos.
- 6. Presione ligeramente la tapa de la puerta para bloquearla y presione la llave para abrirla. La tapa se bloquea automáticamente durante el funcionamiento del instrumento. Se oirán avisos sonoros al finalizar la centrifugación.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4000 rpm - 24*10ml - ±20 rpm
Velocidad máxima	4000 rpm
RCF máximo	2250×g
Capacidad máxima	24*10ml
Velocidad y precisión	±20 rpm
Rango de tiempo	1s~999min
Ruido	≤65 dB
Consumo	200 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional)

Especificación	4000 rpm - 24*10ml - ± 20 rpm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	350*400*270 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	410*510*310 mm
Peso neto	23 kg
Peso bruto	25 kg

Aplicaciones

Centrifuga de sobremesa de baja velocidad de 24 x 10 ml y 1 s ~ 999 min: la compra se decide principalmente por velocidad máxima: 4000 rpm y rcf máximo: 2250×g.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad máxima: 4000 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rcf máximo: 2250×g.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad máxima: 24 x 10 ml.

Criterios de compatibilidad

Verifique velocidad máxima: 4000 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique rcf máximo: 2250×g antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad máxima: 24 x 10 ml antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si velocidad máxima: 4000 rpm y rcf máximo: 2250×g coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)