



Centrífuga de sangre 12 x 7 ml

Código: B2-01-010426

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La centrífuga B2-01-010426 se puede utilizar para el lavado de linfocitos en el análisis de HLA, el lavado de eritrocitos en la prueba de congelación, etc. Es una centrífuga especial desarrollada para experimentos como el lavado de eritrocitos y la detección inmunológica.

Características

- 1. Se estandarizaron los procedimientos de centrifugación con rotor SERO y rotor HLA.
- 2. Configure la función de conmutación rápida con una sola tecla para el rotor SERO y el rotor HLA.
- 3. Motor CC sin escobillas de alto par, sin mantenimiento, libre de polvo, con alta velocidad de elevación.
- 4. Control preciso mediante procesador de microcomputadora, visualización en tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento en pantalla LCD TFT a color.
- 5. Tres conjuntos de procedimientos de trabajo que pueden invocarse y modificarse rápidamente.

Tamaño del paquete (L * EN *H): 610 * 500 * 500 mm

Peso bruto: 20 kg

Rotores disponibles para cotizar

La centrífuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad máxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	3000 rpm	12*7/5ml (Φ10~13*65~100 mm)	1000 × gramo	Determinación del grupo sanguíneo, aglutinación de células sanguíneas	
R02	3000 rpm	12*7/5ml (Φ10~13*65~100 mm)	1000 × gramo	Experimento de CrossFit, experimento de antiglobulina	
R03	3000 rpm	12*7/5ml (Φ10~13*65~100 mm)	1000 × gramo	Limpieza de células sanguíneas, extracción de suero y plasma.	

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R04	4000 rpm	12*(0,2~1,5)ml	2000 × gramo	Aislamiento: células linfocitarias cultivadas	
R05	4000 rpm	12*(0,2~1,5)ml	2000 × gramo	Plaqueta	
R06	4000 rpm	12*(0,2~1,5)ml	2000 × gramo	limpieza de linfocitos	

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4000 rpm - 12*7ml - 1s~999min
Velocidad máxima	4000 rpm
RCF máx.	2000 ×g
Capacidad máxima	12*7ml
Rango del temporizador	1s~999min
Ruido	≤55 dB(A)
Consumo	200 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional)
Tamaño externo(L * EN *H)	480*358*270 mm
Tamaño del paquete (L * EN *H)	610 * 500 * 500 mm
Peso neto	16 kg
Peso bruto	20 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)