



Centrífuga de destapado automático 48 x 7 ml capacidad 48 x 7 ml

Código: B2-01-010429

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

Los recipientes de recolección al vacío se utilizan ampliamente en hospitales de todos los niveles para la recolección de muestras de sangre. Tras la centrifugación, es necesario retirar manualmente la tapa, lo cual resulta ineficiente. La agitación puede provocar la remezcla de la sangre y aumentar el riesgo de infección. Por ello, la centrífuga automática de tapas consiste en un conjunto de tapas que se centrifugan una por una, lo que mejora eficazmente la eficiencia del trabajo y reduce la intensidad de trabajo del personal médico. Elimina el riesgo de posible contaminación biológica al abrir manualmente la tapa.

Características

- 1. La pantalla LCD táctil de 5 pulgadas admite la personalización del idioma y la interfaz de operación es intuitiva y sencilla.
- 2. Adopta una cerradura de puerta de integración electromecánica, que es fácil de usar, segura y confiable.
- 3. El anillo de sellado integral de silicona se utiliza para evitar el desbordamiento de aerosol y garantizar la seguridad del personal.
- 4. Con autoprueba, pérdida de sustentación, sobrevelocidad, desequilibrio y otras funciones de detección y alarma.
- 5. Excelente dispositivo de absorción de impactos para garantizar la suavidad del motor.
- 6. Se pueden almacenar varios grupos de programas definidos por el usuario.
- 7. Reconocimiento automático de rotor opcional.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	48*7 ml - 4000 rpm - ±10 rpm
Capacidad máxima	48*7 ml
Velocidad máxima	4000 rpm
RCF máximo	2952×g
Precisión de velocidad	±10 rpm
Rango de tiempo	1 s ~ 99 h 59 min/Continuo/Giro corto
Ruido	≤65 dB(A)
Consumo	500 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz o 110 V, 50/60 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	440*580*370 mm

Especificación	48*7 ml - 4000 rpm - ± 10 rpm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	596*736*650 mm
Peso neto	41 kilos
Peso bruto	55 kilogramo (220 V), 60 kilogramo (110 V)

Aplicaciones

Centrífuga de destapado automatico de 48*7 ml y 1 s ~ 99 h 59 min/Continuo/Giro corto: la compra se decide principalmente por capacidad máxima: 48*7 ml y velocidad máxima: 4000 rpm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad máxima: 48*7 ml.

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad máxima: 4000 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rcf máximo: 2952×g.

Criterios de compatibilidad

Verifique capacidad máxima: 48*7 ml antes de confirmar la compra.

Verifique velocidad máxima: 4000 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique rcf máximo: 2952×g antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si capacidad máxima: 48*7 ml y velocidad máxima: 4000 rpm coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)