



Centrifuga para tarjetas de gel 24 tarjetas, 4000 rpm, 2039 x g

Código: B2-01-010430

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La centrifuga de gel es una centrifuga especial desarrollada por nuestra empresa para serología de grupos sanguíneos, detección rutinaria de grupos sanguíneos, microcolumnas de gel, lavado de glóbulos rojos, detección inmunológica y otras pruebas. Ofrece un control preciso y es fácil de usar. Es adecuada para la separación de sangre, organismos, cloroplastos, ácidos nucleicos proteicos, virus, etc., en biología, química, medicina, genética, hospitales y laboratorios.

Características

- 1. La máquina completa adopta una estructura de acero y una cámara centrifuga de acero inoxidable.
- 2. Control por microprocesador integrado, accionamiento por motor CC sin escobillas, funcionamiento suave y sin mantenimiento.
- 3. Diseño de programación mediante botones, pantalla digital, visualización en tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento, operación intuitiva y sencilla.
- 4. Función de monitoreo de alarmas, monitoreo en tiempo real del estado de la cerradura y del motor, funcionamiento seguro y confiable.
- 5. Se pueden configurar la velocidad centrifuga, el tiempo de centrifugación y otros parámetros, y se muestra la fuerza centrifuga en tiempo real.

Peso bruto: 26 kg

Rotores disponibles para cotizar

La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Rotor de tarjeta de gel	12 cartas	4000 rpm	1825xg	/
R02	Rotor de tarjeta de gel	24 cartas	3000 rpm	1459xg	/
R03	Rotor angular	12*5/7ml	4000 rpm	1681xg	Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R04	Rotor angular	30*5/7ml	4000 rpm	2039xg	Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml
R05	Rotor angular	12*15 ml	4000 rpm	2147xg	1,5/2 ml
R06	Rotor capilar	24 capilares	4000 rpm	1580xg	/

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4000 rpm - 24 cartas - 1s~99min
Velocidad máxima	4000 rpm
RCF máx.	2039xg
Capacidad máxima	24 cartas
Rango de tiempo	1s~99min
Velocidad y precisión	±10 rpm
Ruido	≤65 dB
Consumo	150 W
Fuente de alimentación	220 V CA, 50/60 Hz o 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (largo*ancho*alto)	360*445*278 mm
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	476*566*436 mm
Peso neto	22 kg
Peso bruto	26 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)