

Medidor de pH de laboratorio -2,00 a 18,00 pH

Rango de temperatura: No

Medidor de pH de laboratorio; Calibración: 1-3 puntos; Compensación térmica: Manual; Rango de pH: -2.00~18.00pH; Resolución de pH: 0.01pH; Error de lectura de pH con electrodo: ± 0.02 pH; Adaptador: DC9V/400mA; Alimentación: AC110~240V, 50/60Hz; ORP: Opcional

Código: B2-01-010459.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Rango de temperatura: No B2-01-010459.1
Clase de exactitud	Clase de exactitud 0.01pH
Calibración	Calibración de 1 a 3 puntos
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Compensación de temperatura	Compensación manual de temperatura
pH · Rango	-2.00~18.00pH
pH · Resolución	0.01pH
pH · Error de lectura	± 0.01 pH
pH · Error de repetibilidad	0.005pH
pH · Error de lectura (incluido el electrodo)	± 0.02 pH
pH · Error de repetibilidad (incluido el electrodo)	0.01pH
mV (sonda ORP opcional) · Rango	-1999~1999mV
mV (sonda ORP opcional) · Resolución	1mV
mV (sonda ORP opcional) · Error de repetibilidad	1mV
Temperatura · Rango	No
Temperatura · Resolución	No
Temperatura · Error de lectura	No
Temperatura · Error de lectura (incluido el electrodo)	No
Conector	BNC, conector jack de 3.5mm
Requisitos de alimentación	Adaptador de corriente DC9V/400mA
Alimentación eléctrica	AC110~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	250*190*71mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	300*310*300mm
Peso neto	5kg
Peso bruto	6kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)