



Probador de pH de bolsillo

No

Código: B2-01-010461.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	No B2-01-010461.1
pH · Rango	0.0~14.0pH
pH · Exactitud	±0.1pH
pH · Puntos de calibración	2 puntos
pH · Opciones de solución tampón de pH	USA(pH4.01/7.00/10.01)
Temperatura · Rango	No
Temperatura · Resolución	No
Temperatura · Exactitud	No
Temperatura · Calibración de offset	No
Otras especificaciones · Compensación de temperatura	No
Otras especificaciones · Función de retención	Manual
Otras especificaciones · Apagado automático	8 minutos después de la última tecla presionada
Otras especificaciones · Temperatura de funcionamiento	0~50°C
Otras especificaciones · Pantalla	LCD de una línea(21*21mm)
Otras especificaciones · Conector	6 pines
Otras especificaciones · Alimentación eléctrica	3*1.5V pilas alcalinas micro LR44
Otras especificaciones · Duración de la batería	Aproximadamente 150 horas de uso continuo
Otras especificaciones · Dimensiones (L*Diám.) mm	185(L)*40(Diám.)
Otras especificaciones · Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	325*140*270
Otras especificaciones · Peso neto (g)	100g
Otras especificaciones · Peso bruto (kg)	1kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)