

Medidor portátil de pH ORP -2,00 a 20,000 pH

-2.00~20.00pH - 1mV

Medidor portátil de pH; Rango de pH: -2.00-20.00pH; Exactitud de pH: ± 0.01 pH; Resolución de pH: 0.01pH; Calibración de pH: 1-3 puntos; Compensación de temperatura: 0-100°C, manual o automática; Memoria: 100 conjuntos de datos

Código: B2-01-010462.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-2.00~20.00pH - 1mV B2-01-010462.1
pH · Rango de pH	-2.00~20.00pH
pH · Exactitud de pH	± 0.01 pH
pH · Resolución	0.01pH
pH · Puntos de calibración	1 a 3 puntos
pH · Opciones de solución tampón de pH	USA(4.01/7.00/10.01) NIST(4.01/6.86/9.18)
mV(sonda ORP opcional) · Rango de mV	-1999~1999mV
mV(sonda ORP opcional) · Exactitud de mV	± 1 mV
mV(sonda ORP opcional) · Resolución	1mV
mV(sonda ORP opcional) · Puntos de calibración	No
Temperatura · Rango de temperatura	0~105°C/32~221°F
Temperatura · Exactitud de temperatura	± 0.5 °C/ ± 0.9 °F
Temperatura · Resolución	0.1°C/0.1°F
Temperatura · Calibración de offset	1 punto, lectura ± 10 °C
Otras especificaciones · Compensación de temperatura	0~100°C, manual o automática
Otras especificaciones · Criterio de estabilidad	No
Otras especificaciones · Alarma de calibración vencida	No
Otras especificaciones · Visualización de pendiente/offset	Sí
Otras especificaciones · Función de retención	Manual o punto final automático
Otras especificaciones · Apagado automático	30 minutos después de la última tecla presionada
Otras especificaciones · Memoria	100 conjuntos de datos
Otras especificaciones · Interfaz de comunicación	USB
Otras especificaciones · Conector	BNC, conector jack de 3.5 mm
Otras especificaciones · Pantalla	LCD personalizada(80*60mm)
Otras especificaciones · Alimentación eléctrica	3*1.5V pilas AA o adaptador de corriente DC5V
Otras especificaciones · Duración de la batería	Aproximadamente 150 horas(con la retroiluminación apagada)
Otras especificaciones · Dimensiones (An*Pr*Al)	170*85*30mm
Otras especificaciones · Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	475*155*350mm
Otras especificaciones · Peso neto	300g
Otras especificaciones · Peso bruto	2kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)