



Analizador de nitrógeno Kjeldahl semiautomático rango 0,1-240 mgN rango 0,1-240 mg N

Código: B2-01-010464

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El analizador semiautomático de nitrógeno Kjeldahl es un instrumento de laboratorio avanzado diseñado para la determinación precisa del contenido de nitrógeno y proteínas en muestras de alimentos, agricultura y medio ambiente.

Características

- 1. Pantalla LCD de 7 pulgadas.
- 2. El modo manual/automático se puede cambiar libremente.
- 3. El sistema de control tiene alta precisión y buena estabilidad.
- 4. 99 grupos de programas definidos por el usuario.
- 5. Control automático de la adición de solución alcalina y de ácido bórico, dilución y elución.
- 6. Función de protección múltiple, como puerta de seguridad, protección contra sobrepresión, protección contra escasez de agua, etc.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,1~240 mg N - 3-4 min/muestra - 99~101%
Rango de medición	0,1~240 mg N
Índice de recuperación	99~101%
Reproducibilidad	±0,5%
Almacenamiento de datos	1.000.000 de grupos
Cantidad de muestra	Sólido < 6 g; Líquido < 16 ml
Velocidad de destilación	3-4 min/muestra
Tiempo de destilación	10~9990s
Consumo de agua de refrigeración	15 l/min
Requisitos de agua de refrigeración	<18°C
Consumo	2000 W
Fuente de alimentación	220 V CA, 50/60 Hz
Interfaz	RS 232

Especificación	0,1~240 mg N - 3-4 min/muestra - 99~101%
Accesorios estándar	Depósito de agua destilada de 10 litros*1, Tanque de ácido bórico de 5 litros*1, Depósito de solución alcalina de 5 litros*1, Cubo de residuos líquidos de 20 litros*1
Tamaño del embalaje (Ancho*Profundidad*Alto)	960*600*1000 mm
Peso bruto	50 kg

Aplicaciones

Analizador de nitrógeno Kjeldahl semiautomático (Destilador Kjeldahl) de 0,1~240 mgN: la compra se decide principalmente por rango de medición: 0,1~240 mgn y índice de recuperación: 99~101%.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de medición: 0,1~240 mgn.

Adecuado cuando la especificación requerida es índice de recuperación: 99~101%.

Adecuado cuando la especificación requerida es reproducibilidad: $\pm 0,5\%$.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de medición: 0,1~240 mgn antes de confirmar la compra.

Verifique índice de recuperación: 99~101% antes de confirmar la compra.

Verifique reproducibilidad: $\pm 0,5\%$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de medición: 0,1~240 mgn y índice de recuperación: 99~101% coinciden con el requerimiento técnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)