



## Balanza electronica de densidad

### 100g

Balanza electrónica de densidad y gravedad específica; Capacidad máxima: 100g; Repetibilidad: 10mg; Error de linealidad: 20mg; Capacidad mínima: 10mg; Soporte fijo: H=203mm; Tamaño del plato:  $\phi 110\text{mm}$ ; Salida: RS-232C; Alimentación: AC110/220V $\pm 10\%$ , 50/60Hz; cable de alimentación, sin batería; Peso bruto: 3.5kg; Dimensiones del embalaje: 377 x 281 x 278mm; Accesorios: Plataforma y vaso de medición, soporte fijo, termómetro, pesas de doble gancho, hilo de platino, plomada, cesta de alambre, cuerpo de balanza, adaptador y pesas estándar

**Código:** B2-01-010472.1

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

## Especificaciones técnicas

| Especificación          | 100g<br>B2-01-010472.1                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad máxima        | 100g                                                                                                                                                                                         |
| Repetibilidad           | 10mg                                                                                                                                                                                         |
| Error de linealidad     | 20mg                                                                                                                                                                                         |
| Capacidad mínima        | 10mg                                                                                                                                                                                         |
| Soporte fijo            | H=203mm                                                                                                                                                                                      |
| Tamaño del plato        | $\phi 110\text{mm}$                                                                                                                                                                          |
| Salida                  | RS-232C                                                                                                                                                                                      |
| Alimentación eléctrica  | AC110/220V $\pm 10\%$ , 50/60Hz; Cable de alimentación, sin batería                                                                                                                          |
| Peso bruto              | 3.5kg                                                                                                                                                                                        |
| Dimensiones de embalaje | 377*281*278mm                                                                                                                                                                                |
| Accesorios              | Plataforma de medición, vaso de medición, soporte fijo, termómetro, pesas de doble gancho, alambre de platino, plomada, canasta de alambre, cuerpo de la balanza, adaptador y pesas estándar |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)