



Analizador de nitrógeno Kjeldahl totalmente automático 3-8 min/muestra

Código: B2-01-010479

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Agregue automáticamente agua de dilución, agregue álcali, agregue solución receptora, destilación, titulación, cálculo, impresión, función de vaciado automático del tubo de digestión y la copa receptora, ajuste del flujo de vapor, autocomprobación de fallas y otras funciones.
- 2. Nuevo sistema operativo Android, con pantalla táctil a color de alta definición de 7 pulgadas, control en tiempo real del proceso experimental.
- 3. Diseño de copa de titulación externa, el operador puede controlar el proceso experimental en tiempo real.
- 4. El flujo de vapor se puede ajustar dentro del rango de 0 ~ 100%.
- 5. Con la función de clasificación de autoridad de usuario, se puede realizar la consulta del registro de operaciones y la gestión de trazabilidad de datos.
- 6. El instrumento tiene un espacio de almacenamiento de 8G incorporado y una variedad de soluciones de aplicaciones integradas.
- 7. Función de vaciado rápido del tubo digestivo, evitando que los experimentadores entren en contacto con el líquido residual de destilación a alta temperatura.
- 8. La bomba dosificadora de alta precisión y el sistema de titulación garantizan la precisión de los resultados experimentales.
- 9. Visualización de la curva de imagen del proceso de titulación, monitoreo en línea de todo el proceso experimental, monitoreo en tiempo real.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,1 mg ~ 240 mg de nitrógeno - 3~8 min/muestra - 2KW
Rango de medición	0,1 mg ~ 240 mg de nitrógeno
Tasa de recuperación	≥99,5%
Cantidad de muestra	Sólido ≤6 g; Líquido ≤25 ml
Velocidad de destilación	3~8 min/muestra
Tiempo de destilación	0 ~ 99 min
Repetibilidad	≤0,5%
Precisión de titulación	1,0 µl/paso
Datos de almacenamiento	1 millón de grupos

Especificación	0,1 mg ~ 240 mg de nitrógeno - 3~8 min/muestra - 2KW
Detección del nivel de líquido de las botellas de reactivos	Sí
Dispositivo de protección	Detección de caudal, alarma de nivel de líquido, protección contra sobretensión y sobrepresión.
Mostrar	Pantalla LCD de 7 pulgadas
Potencia nominal	2KW
Fuente de alimentación	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	490*380*725 mm
Peso neto	38 kilogramos
Tamaño del embalaje	630*560*1350mm
Peso bruto	52 kilos

Aplicaciones

Analizador de nitrógeno Kjeldahl totalmente automático de 0,1 mg ~ 240 mg de nitrógeno: la compra se decide principalmente por rango de medición: 0,1 mg ~ 240 mg de nitrógeno y tasa de recuperación: $\geq 99,5\%$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de medición: 0,1 mg ~ 240 mg de nitrógeno.

Adecuado cuando la especificación requerida es tasa de recuperación: $\geq 99,5\%$.

Adecuado cuando la especificación requerida es cantidad de muestra: sólido ≤ 6 g; líquido ≤ 25 ml.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de medición: 0,1 mg ~ 240 mg de nitrógeno antes de confirmar la compra.

Verifique tasa de recuperación: $\geq 99,5\%$ antes de confirmar la compra.

Verifique cantidad de muestra: sólido ≤ 6 g; líquido ≤ 25 ml antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de medición: 0,1 mg ~ 240 mg de nitrógeno y tasa de recuperación: $\geq 99,5\%$ coinciden con el requerimiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)