



Balanza analítica electrónica con calibración interna

pack 490*360*530 mm · 1

Balanza analítica electrónica automática; Capacidad: 0~100g; Legibilidad: 0.1mg; Plato: Ø80mm; Tiempo de estabilización: ≤3s; Repetibilidad: ±0.0002g; Calibración: Interna; Temperatura operativa: 18~23°C; Interfaz: RS232C; Equipamiento estándar: Unidad, adaptador, pesa y protector contra corrientes de aire; Opcional: Impresora; Alimentación: AC110~240V, 50/60Hz; Calibración automática: Interna temporizada o mediante una tecla

Código: B2-01-010486.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 490*360*530 mm · 1 B2-01-010486.1
Capacidad	0~100 g
Legibilidad	0,1 mg
Tamaño de la escala	Ø80 mm
Tiempo estable	≤3 s
Capacidad de repetición	±0,0002 g
Transatlántico	±0,0003 g
Altura del espacio de trabajo	230 mm
Calibración	Cal interna
Tamaño interior del protector contra corrientes de aire	175*165*230 mm
Interfaz	RS232C
Opcional	Impresora
Temperatura de operación	18~23°C
Fuente de alimentación	110~240 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	365*210*355 mm
Tamaño del paquete	490*360*530 mm
noeste	8 kilos
GW	10 kilos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)