



Balanza analitica electronica con calibracion interna y externa

100g - Calibración externa

Balanza analítica electrónica; Capacidad: 100g; Resolución: 0.1mg; Pesada mínima: 10mg; Temperatura operativa: 18~23°C; Repetibilidad: ± 0.2 mg; Calibración: Externa; Alimentación: 110~240V, 50/60Hz

Código: B2-01-010487.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	100g - Calibración externa B2-01-010487.1
Capacidad	100g
Resolución	0.1mg
Pesaje mínimo	10mg
Tiempo de estabilización	≤ 3 s
Pantalla	LCD(luz de fondo blanca con fuente negra), 96*24mm
Tamaño del plato	$\phi 80$ mm(Estándar), $\phi 90$ mm(Opcional)
Temperatura de operación	18~23°C
Repetibilidad	± 0.2 mg
Linealidad	± 0.3 mg
Dimensiones internas del cortavientos	175*165*200mm
Pesa de calibración	Calibración externa
Interfaz	RS232C
Opcional	Impresora
Alimentación eléctrica	AC110~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas	305*210*305mm
Peso neto	5kg
Dimensiones de embalaje	430*320*420mm
Peso bruto	6.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)