



Balanza analítica semimicro

120g

Balanza analítica semimicro; Capacidad: 120g; Dimensiones externas (LxAxH): 470*310*320mm

Código: B2-01-010489.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	120g B2-01-010489.1
Capacidad	120g
Resolución	0.01mg
Repetibilidad	±0.02mg
Linealidad	±0.02mg
Temperatura de operación	18~23°C
Humedad de operación	20%~80%RH
Tiempo de estabilización	6s(promedio)
Tiempo de equilibrio	30~60min
Tamaño del plato	Φ90mm
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
Alimentación de salida	DC12V 2A
Dimensiones externas (LxAxAl)	470*310*320mm
Dimensiones de embalaje (LxAxAl)	625*465*570mm
Peso neto/bruto	12/14kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)