



Balanza analítica electrónica con calibración interna

pack 485*375*515 mm · 60g / 0.1mg | Auto-cal

Balanza analítica electrónica automática; Capacidad: 0~60g; Legibilidad: 0.1mg; Plato: Ø90mm; Tiempo de estabilización: 4s; Repetibilidad: 0.2mg; Calibración: Interna; Equipamiento estándar: Unidad, plato, adaptador, cubierta antipolvo, paño, pinzas y cepillo; Alimentación: AC110~220V, 50-60Hz; Calibración automática: Interna integrada

Código: B2-01-010491.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 485*375*515 mm · 60g / 0.1mg Auto-cal B2-01-010491.1
Capacidad	0~60 g
Legibilidad	0,1 mg
Tamaño de la escala	φ90 mm
Tiempo estable	4 segundos
Capacidad de repetición	0,2 mg
Transatlántico	0,2 mg
noroeste	6,8 kg
Tamaño externo	350*215*340 mm
Tamaño del paquete	485*375*515 mm
GW	9 kilos
Altura del espacio de trabajo	240 mm
Calibración	Cal interna

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)