



## Medidor de pH de sobremesa -2,00 a 18,00 pH

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

El medidor de pH digital de la serie PH es un instrumento de medición de pH de laboratorio de alta precisión.

Tiene funciones duales de pH y mV.

- Puntos de calibración: 1~3 puntos.
- Reconocimiento estándar: soluciones tampón NIST.
- Exactitud en mV:  $\pm 0,1$  % F.S.
- Resolución: 0,1°C/0,1°F.
- Exactitud:  $\pm 0,2^\circ\text{C}/\pm 0,2^\circ\text{F}$ .
- Otras especificaciones: compensación de temperatura.

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación                         | -5 ~ 110 °C/23 ~ 230 °F - 0,1 °C/0,1 °F - $\pm 0,2$ °C/ $\pm 0,2$ °F | / - CCM          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Modelo                                 | —                                                                    | -phmeter-ph2-18  |
| Configuracion                          | -5 ~ 110 °C/23 ~ 230 °F - 0,1 °C/0,1 °F - $\pm 0,2$ °C/ $\pm 0,2$ °F | / - CCM          |
| Filipinas - Rango                      | -2,00 ~ 18,00 pH                                                     | -2,00 ~ 18,00 pH |
| Filipinas - Exactitud                  | $\pm 0,01$ pH                                                        | $\pm 0,01$ pH    |
| Filipinas - Resolución                 | 0,01 pH                                                              | 0,01 pH          |
| Filipinas - Puntos de calibración      | 1~3 puntos                                                           | 1~3 puntos       |
| Filipinas - Reconocimiento estándar    | Tampones NIST                                                        | Tampones NIST    |
| Remedio para el reflujo - Rango de mV  | $\pm 1999,9$ mV                                                      | $\pm 1999,9$ mV  |
| Remedio para el reflujo - Resolución   | 1 mV                                                                 | 1 mV             |
| Remedio para el reflujo - Precisión mV | $\pm 0,1$ % FS                                                       | $\pm 0,1$ % FS   |
| Temperatura - Rango                    | -5 ~ 110 °C/23 ~ 230 °F                                              | /                |

Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

| Especificación                                       | -5 ~ 110 °C/23 ~ 230 °F - 0,1 °C/0,1 °F - ±0,2 °C/±0,2 °F | / - CCM                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Temperatura - Resolución                             | 0,1 °C/0,1 °F                                             | /                                               |
| Temperatura - Exactitud                              | ±0,2 °C/±0,2 °F                                           | /                                               |
| Otras especificaciones - Compensación de temperatura | Control de tránsito, control de tránsito                  | CCM                                             |
| Otras especificaciones - Memoria                     | 50 resultados cada uno                                    | 50 resultados cada uno                          |
| Otras especificaciones - Interfaz de comunicación    | USB                                                       | USB                                             |
| Otras especificaciones - Mostrar                     | Pantalla LCD de alta resolución de 6,0 pulgadas           | Pantalla LCD de alta resolución de 6,0 pulgadas |
| Otras especificaciones - Fuente de alimentación      | CA 220 V, 50/60 Hz; CA 110 V, 50/60 Hz                    | CA 220 V, 50/60 Hz; CA 110 V, 50/60 Hz          |
| Otras especificaciones - Dimensiones (mm)            | 242*195*68 mm                                             | 242*195*68 mm                                   |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)                 | 350*280*190 mm                                            | 350*280*190 mm                                  |
| Peso bruto                                           | 2,5 kilos                                                 | 2,5 kilos                                       |

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)