



Medidor portátil de área foliar capacidad 0 a 10000 grupos 0-150 mm

Código: B2-01-010505

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Utilizando tecnología de microcomputadora, pantalla de cristal líquido LCD de gran tamaño.
- 2. Medición única del área de la hoja grande (1000*155 mm).
- 3. Se pueden almacenar 10.000 conjuntos de datos (área de la hoja, longitud de la hoja, ancho de la hoja).

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0 a 10000 grupos - centímetro 2 - <5%
Unidad de área	centímetro 2
Resolución	0,01 cm 2
Error de medición	<5%
Medición del ancho	0~150 mm
Medición de longitud	0~1000 mm
Capacidad de datos	0 a 10000 grupos
Fuente de alimentación	4 baterías de sección 5
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	400*200*150 mm
Peso bruto	2 kilos

Aplicaciones

Equipo de laboratorio de 0 a 10000 grupos: la compra se decide principalmente por unidad de área: centímetro 2 y resolución: 0,01 cm 2.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es unidad de área: centímetro 2.

Adecuado cuando la especificacion requerida es resolución: 0,01 cm 2.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adecuado cuando la especificacion requerida es error de medición: <5%.

Criterios de compatibilidad

Verifique unidad de área: centímetro 2 antes de confirmar la compra.

Verifique resolución: 0,01 cm 2 antes de confirmar la compra.

Verifique error de medición: <5% antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si unidad de área: centímetro 2 y resolución: 0,01 cm 2 coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)