



Viscosímetro capacidad 100 ml

Código: B2-01-010506

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Es adecuado para pruebas de viscosidad y propiedades de gelatina comestible, gelatina medicinal, gelatina industrial, gelatina de huesos y otras gelatinas, así como para la detección de viscosidad de agar, proteína en polvo y otros líquidos de gelatina.

Características

- * Adopta una pantalla táctil inteligente integrada de alto rendimiento, operación fácil y rápida, control preciso, interfaz amigable de interacción para que los usuarios puedan disfrutar de una operación inteligente de acuerdo con las indicaciones de la pantalla.
- * Admite medición de viscosidad de diferentes pesos específicos a diferentes temperaturas.
- * Proporciona función interactiva de corrección de tiempo, función interactiva de corrección inteligente de temperatura, función interactiva de corrección de parámetros del tubo de viscosidad, función interactiva de corrección de parámetros del tubo de viscosidad y función interactiva de selección de transparencia líquida para ampliar el rango de objetos medidos.
- * Admite el cambio de interfaz de operación en inglés y chino.
- * Proporciona consulta de datos históricos y función de impresión.
- * Proporciona funciones más estrictas de detección automática de fallas, reparación automática de fallas y alarma automática de fallas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0~99,99 - 0~5000s - 100 ml
Rango medido (mPa·s)	0~99,99
Resolución de visualización de viscosidad (mPa·s)	0,01
Precisión (mPa·s)	±0,02
Rango de tiempo	0~5000s
Precisión horaria	≤0,01 s
Resolución de visualización de la hora	Milisegundo
Rango de temperatura del baño de agua	RT~70°C
Resolución de ajuste de temperatura del baño de agua	0,1°C
Temperatura del baño de agua. Precisión	±0,1°C
Temperatura del baño de agua. Resolución de la pantalla	0,01 °C

Especificación	0~99,99 - 0~5000s - 100 ml
Volumen del viscosímetro	100 ml
Error de volumen del viscosímetro	±0,5 m
Momento central longitudinal	152 mm ± 0,5 mm
Fuente de alimentación	CA 220V ± 10%, 50Hz
Fuerza	500 W
Tamaño del paquete	465*370*610 mm
Peso bruto	16 kg

Aplicaciones

Viscosímetro: la compra se decide principalmente por rango medido (mpa·s): 0~99,99 y resolución de visualización de viscosidad (mpa·s): 0,01.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango medido (mpa·s): 0~99,99.

Adecuado cuando la especificacion requerida es resolución de visualización de viscosidad (mpa·s): 0,01.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión (mpa·s): ±0,02.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango medido (mpa·s): 0~99,99 antes de confirmar la compra.

Verifique resolución de visualización de viscosidad (mpa·s): 0,01 antes de confirmar la compra.

Verifique precisión (mpa·s): ±0,02 antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango medido (mpa·s): 0~99,99 y resolución de visualización de viscosidad (mpa·s): 0,01 coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)