



Valorador automático de laboratorio

Código: B2-01-010516

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: El valorador es un instrumento analítico de laboratorio de alta precisión para análisis volumétricos, según titulación potenciométrica, titulación dead-stop, Karl Fischer u otros métodos de titulación. Como ácido base, REDOX, precipitación, complexometría, dead-stop, valoración Karl Fischer, etc. Modelo: B2-01-010516.1. Tipo de titulación: Titulación potenciométrica. Rango de medición MV: ± 2000 MV. Resolución de medición MV: Resolución 0,1 MV Precisión 0,1 MV. Rango de medición de PH: 20.000PH $\square$ +20.000PH. Medición de PH: Resolución 0.001PH Precisión 0.003PH.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 415*345*370mm · 1	pack 415*345*370mm · 2
Configuración	Titulación potenciométrica	Titulación potenciométrica, titulación en punto muerto
Tipo de titulación	Titulación potenciométrica	Titulación potenciométrica, titulación en punto muerto
VM Rango de medición	± 2000 MV	± 2000 MV
VM Medición Resolución	Resolución 0,1 MV Precisión 0,1 MV	Resolución 0,1 MV Precisión 0,1 MV
PH Rango de medición	-20.000PH ~ +20.000PH	-20.000PH ~ +20.000PH
Medición de PH	Resolución 0.001PH Precisión 0.003PH	Resolución 0.001PH Precisión 0.003PH
Temperatura Rango de medición	-5 ~ 120 °C	-5 ~ 120 °C
Temperatura Precisión de medición	± 0.1 °C	± 0.1 °C
Interfaz	2xUSB, RS232, Ethernet	2xUSB, RS232, Ethernet
máx. Estación de titulación	4	4
máx. Módulo de llenado de líquidos	4	4
Bureta	1 ml, 5ml, 10ml, 25ml	1 ml, 5ml, 10ml, 25ml
Bureta Resolución	1/150,0000	1/150,0000
Tiempo de La carga de la bureta	16 segundos (100% de velocidad de carga)	16 segundos (100% de velocidad de carga)
Auditoría y seguimiento	Sí	Sí
ID de usuario Clasificar	3 niveles	3 niveles
ordenador personal Control	Y es	Y es

Especificación	pack 415*345*370mm · 1	pack 415*345*370mm · 2
Electrodo Tipo de conexión	mv/pH conector del electrodo de medición C t oh r, R conexión del electrodo de referencia oh r, Conector de electrodo de temperatura PT1000	Conector electrodo de medida mv/Ph C t o , Conector de electrodo de referencia, conector de electrodo de temperatura PT1000, conector de electrodo polarizado
Dechado	Mesa de titulación independiente de 1 posición en paquete estándar, tres tipos de muestreador automático son opcionales: muestreador de 16 posiciones y 100 ml; Muestreador de 250 ml de 12 posiciones; y muestreador de 50 ml de 18 posiciones	Mesa de titulación independiente de 1 posición en paquete estándar, tres tipos de muestreador automático son opcionales: muestreador de 16 posiciones y 100 ml; Muestreador de 250 ml de 12 posiciones; y muestreador de 50 ml de 18 posiciones
Alimentacion electrica	1 00~240V 50/60H Con	1 00~240V 50/60H Con
Tamaño del paquete (W*D*H)	415*345*370mm	415*345*370mm
Peso bruto	14kg	14kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio: elija la variante comparando Tipo de titulación.

Que cambia entre variantes

B2-01-010516.1: Tipo de titulación: Titulación potenciométrica.

B2-01-010516.2: Tipo de titulación: Titulación potenciométrica y titulación en punto muerto.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tipo de titulación: titulación potenciométrica.

Use esta configuracion si necesita tipo de titulación: titulación potenciométrica y titulación en punto muerto.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tipo de titulación; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tipo de titulación.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)