



Escáner de raíces

Código: B2-01-010530

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El sistema de análisis de raíces se basa en tecnología de reconocimiento de imágenes y se utiliza profesionalmente para el análisis de raíces de plantas tras el lavado in vitro. Se caracteriza por su comodidad, eficiencia y alta precisión, lo que permite mejorar la productividad de los profesionales y reducir los costes laborales.

Características

- 1. Diseño de interfaz claro, diseño de funciones modulares.
- 2. El coste de aprendizaje para el usuario es menor, el funcionamiento es más cómodo y fluido.
- 3. Los resultados del análisis son más precisos.

Tamaño del paquete: 805*235*395 mm

Peso bruto: 9,7 kg

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	computadora
Fuente de alimentación	100~240V, 50/60Hz
Accesorio opcional	computadora
Tamaño del paquete	805*235*395 mm
Peso neto	8 kg
Peso bruto	9,7 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)