



Medidor portátil de área foliar hasta 3000 x 210 mm

1

Medidor portátil de área foliar con pantalla de botones; unidades: milímetro y centímetro cuadrado; precisión: $\pm 2\%$; resolución: 0,01 cm²; longitud de medición: ≤ 1000 mm; anchura de medición: ≤ 160 mm; espesor: ≤ 8 mm; capacidad de datos: ≥ 1000 grupos; dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto): 390 x 230 x 220 mm; peso bruto: 2 kg.

Código: B2-01-010534.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-010534.1
Pantalla	Pantalla de botone
Unidad	Milímetro, centímetro cuadrado
Preci ión	$\pm 2\%$
Re olución	0,01 cm 2
Medición de longitud	≤ 1000 mm
Medición del ancho	≤ 160 mm
E pe or	≤ 8 mm
Capacidad de dato	≥ 1000 grupo
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	390*230*220 mm
Pe o bruto	2 kilo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)