



Probador de punto de inflamacion de copa cerrada ambiente a 230 C

Analogico (ignicion a gas, sin registro)

Código: B2-01-010539.analogico-gas

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Analogico (ignicion a gas, sin registro) B2-01-010539.analogico-gas
Temperatura ambiente	15~35°C
Humedad relativa	≤85%
Determinación del punto de inflamación	Termómetro de mercurio en vidrio. Especificaciones a continuación: Escala -5°C~110°C, división 0,5°C Escala 20°C~150°C, división 1°C Escala 90°C~370°C, división 2°C
Copa de aceite	Diámetro interior: 50,7mm~50,8mm Profundidad: 55,7mm~56,0mm Profundidad de la línea marcada de capacidad del aceite de prueba: 33,9mm~34,3mm. Capacidad del aceite de prueba aprox. 70ml
Velocidad de agitación	Procedimiento A: (90~120)RPM, Procedimiento B: (250±10)RPM
Dispositivo de ignición	Fuente de ignición: gas (u otros combustibles de uso doméstico, igual a continuación)
Dispositivo de calentamiento	La potencia de calentamiento es continuamente ajustable de 0W a 600W
Velocidad de calentamiento	(1~12)°C/min: controlable y ajustable
Consumo	≤650W
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	370*320*300mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	650*455*360mm
Peso bruto	18kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)