



Analizador de gases de escape

HC $\pm 12 \times 10^{-6}$ (ppm)vol CO $\pm 0.06 \times 10^{-2}$ (%)vol

Analizador de gases de escape; Rangos de medición: HC: 0-10000 $\times 10^{-6}$ (ppm)vol CO: 0-10 $\times 10^{-2}$ (%)vol; Repetibilidad declarada: $\leq \pm 2\%$; Tiempo de respuesta: 95% de respuesta en no más de 10s; Precalentamiento: 8min; precalentamiento de 3min para detección de emergencia; Peso bruto: 12.5kg.

Código: B2-01-010555.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	HC $\pm 12 \times 10^{-6}$ (ppm)vol CO $\pm 0.06 \times 10^{-2}$ (%)vol B2-01-010555.1
Rango de medición	HC: 0-10000 $\times 10^{-6}$ (ppm)vol CO: 0-10 $\times 10^{-2}$ (%)vol
Error de indicación	HC $\pm 12 \times 10^{-6}$ (ppm)vol CO $\pm 0.06 \times 10^{-2}$ (%)vol
Estabilidad	Deriva momentánea $\leq \pm 3\%$
Repetibilidad	$\leq \pm 2\%$
Tiempo de respuesta	Respuesta al 95% no superior a 10 segundos
Tiempo de precalentamiento	8 min (precalentamiento 3 min detección de emergencia)
Alimentación eléctrica	CA 110-240 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz; Opcional: DV12V
Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl)	620*435*295 mm
Peso bruto	12,5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)