



Densímetro de sólidos y líquidos 120-300 g

0.001~120g - 0.0001~99.9999g/cm³ - 0.0001g/cm³

Densímetro para sólidos y líquidos mediante el principio de Arquímedes; capacidad de pesaje de 0,001 a 120 g; resolución de densidad de 0,0001 g/cm³ y rango de densidad de 0,0001 a 99,9999 g/cm³; tiempo de medición aproximado de 5 s; visualización de densidad y valor Baumé en modo líquido; alimentación CA 100-240 V, 50/60 Hz; dimensiones externas (ancho x fondo x alto) 195 x 230 x 197 mm; peso neto 1,59 kg.

Código: B2-01-010557.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	0.001~120g - 0.0001~99.9999g/cm ³ - 0.0001g/cm ³ B2-01-010557.1
Capacidad	0.001~120g
Resolución de densidad	0.0001g/cm ³
Rango de densidad	0.0001~99.9999g/cm ³
Tiempo de medición	Aprox. 5s
Modo sólido · Principio de medición	Principio de Arquímedes
Modo sólido · Elementos medibles	Densidad de sólidos generales no absorbentes. Densidad de materiales porosos. Longitud de aceite de cojinetes con aceite. Porosidad de materiales porosos. Pérdida por abrasión en volumen DIN del caucho. Densidad de polvos. Tasa de absorción de agua.
Modo sólido · Gravedad específica	Soporte de medición de gravedad específica de una sola pieza, moldeado por inyección. Tamaño: 135*50*116mm(La*An*Al)
Modo sólido · Soporte de medición y tanque de medición	Tanque de medición transparente de una sola pieza, moldeado por inyección. Tamaño: 169*98*83mm(La*An*Al)
Modo sólido · Porcentaje de material mezclado (1)	Introducción de la función
Modo sólido · Porcentaje de material mezclado (2)	Ajuste
Modo sólido · Porcentaje de material mezclado (3)	Visualización
Modo líquido · Principio de medición	Método de desplazamiento según el principio de Arquímedes
Modo líquido · Almacenamiento de datos de peso	3 grupos
Modo líquido · Soporte de medición de gravedad específica	Soporte de medición de gravedad específica de acero inoxidable
Modo líquido · Visualización del resultado	Valor de densidad y valor Baumé
Modo líquido · Método de verificación del resultado	Ensayo con agua destilada
Modo de calibración	Corrección automática, detección automática.
Accesorios estándar	Uso común: pinzas, termómetro, pesa de 100G, cortavientos, transformador de alimentación. Uso con sólidos: tanque, placa de ensayo, un conjunto de medición de partículas, un conjunto de medición de cuerpos flotantes. Uso con líquidos: plato de medición, soporte de medición, conjunto estándar de medición de líquidos.
Accesorios opcionales	Impresora, conjunto anticorrosivo de medición de líquidos
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	195*230*197mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	440*180*345mm
Peso neto	1.59kg
Peso bruto	4.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)