



Probador de metales preciosos 300-2000 g

0.005~300g

Probador de metales preciosos; Capacidad: 0,005~300 g; Dimensiones externas (A×P×A): 195*230*197 mm

Código: B2-01-010560.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	0.005~300g B2-01-010560.1
Capacidad	0.005~300g
Resolución de densidad	0.001g/cm³
Tiempo de medición	5~20s
Principio de medición	Principio de Arquímedes
Placa de ensayo	Placa de ensayo de plástico de una sola pieza y alta capacidad
Modo oro · Visualización del valor K	El valor K de la mezcla de oro, plata y cobre; mezcla de oro y cobre; mezcla de oro y plata
Modo oro · Visualización del porcentaje de pureza	El contenido de pureza de la mezcla de oro, plata y cobre; mezcla de oro y cobre; mezcla de oro y plata
Modo oro · Rango de valor K	9K~24K
Modo oro · Ajuste de la proporción de cobre y plata	Ajuste cíclico según la preferencia del usuario(predeterminado 7:3)
Platino · Valor mostrado	Porcentaje PT, valor de densidad, volumen
Platino · Rango de valor PT	PT600~PT1000
Plata · Valor mostrado	Valor S, contenido %, valor de densidad
Plata · Rango de valor PT	S600~S1000
Tanque de medición	Tanque de medición transparente de una sola pieza, moldeado por inyección. Tamaño: 153*107*93mm(La*An*Al)
Modo de calibración	Corrección automática, detección automática
Accesorios estándar	Tanque, placa de ensayo, pinzas, termómetro, pesa, cortavientos, transformador de alimentación, un conjunto de medición de partículas de oro
Accesorios opcionales	Impresora
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	195*230*197mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	440*180*345mm
Peso neto	1.78kg
Peso bruto	4.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)