



Densímetro de líquidos 0,005–300 g

Código: B2-01-010562

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Solicitud: Cualquier tipo de líquido. La medición de líquidos especiales como líquidos volátiles, líquidos corrosivos, ácidos fuertes y líquidos alcalinos fuertes requiere el accesorio opcional B2-01-010562, un conjunto de medición de líquidos anticorrosivos.

Muestras bajo temperatura desde normal hasta 100°C se puede medir.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,005–300 g - 0,001–99,999 g/cm ³ 3 - 0,001 g/cm ³ 3
Capacidad	0,005–300 g
Resolución de densidad	0,001 g/cm ³
Rango de densidad	0,001–99,999 g/cm ³
Medir el tiempo	Aproximadamente 5 segundos
Principio de medición	Método de desplazamiento del principio de Arquímedes
Almacenamiento de datos de valor de peso	1 grupo
Peso específico Marco de medición	Marco de medición de gravedad específica de acero inoxidable 304
Modo de calibración	Corrección automática, detección automática
Método de prueba de resultados	Pruebas de agua destilada
Accesorios estándar	Plato de medición, pinzas, termómetro, pesa de 100 g, paravientos, marco de medición, transformador de potencia, conjunto de medición de líquidos estándar DE-20A (Componentes del conjunto de medición de líquidos estándar DE-20A: dos ganchos de acero inoxidable, una pesa de vidrio normal, una pesa de acero inoxidable normal, dos vasos de precipitados).
Accesorios opcionales	Impresora DE-40, conjunto de medición de líquidos anticorrosivos DE-20B, conjunto de medición de líquidos estándar DE-20A
Fuente de alimentación	CA 100–240 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (Ancho*Profundidad*Alto)	195*230*185 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	440*180*345 mm
Peso neto	1,47 kilos
Peso bruto	4,5 kilos

Aplicaciones

Equipo de laboratorio de 0,005–300 g y 0,001–99,999 g/cm³: la compra se decide principalmente por capacidad: 0,005–300 g y



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

resolución de densidad: 0,001 g/cm³.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad: 0,005~300 g.

Adecuado cuando la especificacion requerida es resolución de densidad: 0,001 g/cm³.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de densidad: 0,001~99,999 g/cm³.

Criterios de compatibilidad

Verifique capacidad: 0,005~300 g antes de confirmar la compra.

Verifique resolución de densidad: 0,001 g/cm³ antes de confirmar la compra.

Verifique rango de densidad: 0,001~99,999 g/cm³ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si capacidad: 0,005~300 g y resolución de densidad: 0,001 g/cm³ coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)