



Analizador de grasa rango 0.1-100 %

Código: B2-01-010563

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El analizador de grasa BFA-1S, diseñado según el principio de extracción Soxhlet, es un analizador automático de grasa cruda en el que se utiliza el método de peso para determinar el contenido de grasa.

Proceso automático después de pesar la muestra.

7"Panel de control de pantalla táctil LCD, fácil de operar.

Cinco métodos de extracción: extracción estándar Soxhlet, extracción en caliente Soxhlet, extracción de flujo continuo, extracción en caliente, método estándar Soxhlet CH.

Alarma automática de fuga de éter.

Monitoreo de temperatura y flujo de agua.

Recuperación automática de disolventes.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0.1-100% - 6 piezas/lote - 150ml
Temperatura. Rango	TA+5°C-300°C
Rango de medición	0.1-100%
Precisión de temperatura	±1°C
Repetibilidad	Error relativo 1%
Peso de la muestra	0,5~15g
Capacidad	6 piezas/lote
Volumen de la copa de disolvente	150ml
Recuperación de solventes	285%
Consumo	2.6KW
Fuente de alimentación	CA220V±10%» 50Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	650*380*720mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	Cuerpo principal: 840*550*940mm / Accesorios: 580*320*300mm
Peso bruto	Cuerpo principal: 95kg / Accesorios: 5,5 kg

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

6 piezas/lote 6 L 5 C de 6 piezas/lote, 150ml y 0.1-100%: la compra se decide principalmente por temperatura. rango: $ta+5^{\circ}c-300^{\circ}c$ y rango de medición: 0.1-100%.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es temperatura. rango: $ta+5^{\circ}c-300^{\circ}c$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medición: 0.1-100%.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}c$.

Criterios de compatibilidad

Verifique temperatura. rango: $ta+5^{\circ}c-300^{\circ}c$ antes de confirmar la compra.

Verifique rango de medición: 0.1-100% antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}c$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si temperatura. rango: $ta+5^{\circ}c-300^{\circ}c$ y rango de medición: 0.1-100% coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)