



Kit de barrenas para suelo Ajustable de 1 a 2 m

Código: B2-01-010566

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- El muestreador está hecho de acero inoxidable, sin contaminar la muestra.
- Tipo pedal, más conveniente, rápido, reduce la intensidad del trabajo.
- Tome muestras de suelo de 15 a 20 cm cada vez.
- El material es duro y la forma no es fácil de doblar ni de torcer.
- El exterior del muestreador de suelo está marcado con valores de escala, cada escala es de 100 mm, lo que proporciona una referencia para tomar muestras de suelo a diferentes profundidades.
- El cabezal de muestreo de suelo, el tubo de conexión y el mango están unidos mediante rosca, lo que no ocupa volumen después del desmontaje y facilita su transporte.
- Cuando sea necesario medir datos de humedad del suelo, se puede utilizar como varilla de conexión del sensor de humedad del suelo.
- La profundidad de muestreo es: 1 m, 1,5 m, 2 m.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Ajustable de 1 a 2 m
Función	Perforar muestras de suelo alterado a una profundidad de 1 a 2 metros en zonas de suelo blando o perforar agujeros de 1 a 2 metros de profundidad.
Longitud total	Ajustable de 1 a 2 m
Accesorios	1 cepillo, 1 llave inglesa, 1 cinta métrica de 3 metros, 1 espátula, 1 mango, 1 cabezal y 4 tubos.
Tamaño del paquete (Ancho*Profundidad*Alto)	700*330*180 mm
Peso bruto	8 kg

Aplicaciones

Kits de barrenas para suelo: la compra se decide principalmente por función: perforar muestras de suelo alterado a una profundidad de 1 a 2 metros en zonas de suelo blando o perforar agujeros de 1 a 2 metros de profundidad y longitud total: ajustable de 1 a 2 m.

Usos recomendados



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adecuado cuando la especificacion requerida es función: perforar muestras de suelo alterado a una profundidad de 1 a 2 metros en zonas de suelo blando o perforar agujeros de 1 a 2 metros de profundidad.

Adecuado cuando la especificacion requerida es longitud total: ajustable de 1 a 2 m.

Adecuado cuando la especificacion requerida es accesorios: 1 cepillo, 1 llave inglesa, 1 cinta métrica de 3 metros, 1 espátula, 1 mango, 1 cabezal y 4 tubos.

Criterios de compatibilidad

Verifique función: perforar muestras de suelo alterado a una profundidad de 1 a 2 metros en zonas de suelo blando o perforar agujeros de 1 a 2 metros de profundidad antes de confirmar la compra.

Verifique longitud total: ajustable de 1 a 2 m antes de confirmar la compra.

Verifique accesorios: 1 cepillo, 1 llave inglesa, 1 cinta métrica de 3 metros, 1 espátula, 1 mango, 1 cabezal y 4 tubos antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si función: perforar muestras de suelo alterado a una profundidad de 1 a 2 metros en zonas de suelo blando o perforar agujeros de 1 a 2 metros de profundidad y longitud total: ajustable de 1 a 2 m coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)