



Viscosímetro digital rango 32-1099 g

Código: B2-01-010581

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El viscosímetro digital ofrece una medición de viscosidad de alta precisión para una amplia gama de líquidos, ideal para aplicaciones en alimentos, cosméticos, productos químicos e investigación científica.

Características

- 1. Pantalla LCD.
- 2. El viscosímetro B2-01-010581 se aplica especialmente a muestras como pintura, revestimiento, etc.
- 3. Circuito de control central: MCU de 16 bits.
- 4. Puede mostrar de forma reciclada las unidades de KU, gm y cP.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	40 ~ 141 KU 32~1099 g 27~5274cP - 200 rpm - $\pm 1\%$ (FS)(Fluido Newtoniano)
Rango de medida	40 ~ 141 KU 32~1099 g 27~5274cP
Precisión de la medición	$\pm 1\%$ (FS)(Fluido Newtoniano)
Repetibilidad	$\pm 0,5\%$ (FS) (fluido newtoniano)
Velocidad de rotación	200 rpm
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tamaño del paquete (mm)	400*350*360
Peso bruto (kg)	10

Aplicaciones

Viscosímetro digital para rango 32-1099 g / 27-5274 cP: la compra se decide principalmente por rango de medida: 40 ~ 141 ku 32~1099 g 27~5274cp y precisión de medición: $\pm 1\%$ (fs)(fluido newtoniano).

Usos recomendados



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medida: 40 ~ 141 ku 32~1099 g 27~5274cp.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de medición: $\pm 1\%$ (fs)(fluido newtoniano).

Adecuado cuando la especificacion requerida es repetibilidad: $\pm 0,5\%$ (fs) (fluido newtoniano).

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de medida: 40 ~ 141 ku 32~1099 g 27~5274cp antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de medición: $\pm 1\%$ (fs)(fluido newtoniano) antes de confirmar la compra.

Verifique repetibilidad: $\pm 0,5\%$ (fs) (fluido newtoniano) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de medida: 40 ~ 141 ku 32~1099 g 27~5274cp y precisión de medición: $\pm 1\%$ (fs)(fluido newtoniano) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)