



Máquina de descongelación de sangre

Código: B2-01-010592**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Blood Thaw Machine is suitable for blood centers, clinical transfusion departments, hospitals, blood products production units, using microcomputer control, temperature digital display, arbitrary setting, automatic constant temperature, swing function. Widely used for the rapid melting of frozen blood components and biological products. Applicable to hospital blood testing department, blood centers, blood banks and other industries.

Características

1. High definition touch screen, sensitive operation.
2. Real-time temperature curve display.
3. Traceability management system, real-time record storage temperature data in the melting process.
4. A variety of thawing modes are available to adapt to thawing and rewarming of frozen plasma, platelets and blood products with different volumes.
5. Double circulation system, more constant temperature in the melting process, effectively eliminate the precipitation of fibrin, protect the active components of plasma.
6. Disintegrated water tank, convenient for regular deep cleaning and disinfection of equipment.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	20kg±5% - 6 piezas - modelo 1	58kg±5% - 12 piezas - modelo 2	98kg±5% - 24 pzas - modelo 3
Tipo de descongelación	Estándar: tipo baño de agua Opcional: tipo agua aislada	Estándar: tipo baño de agua Opcional: tipo baño de agua aislado	Estándar: tipo baño de agua Opcional: tipo agua aislada
Rango de temperatura	37,0±3,0°C	37,0±3,0°C	37,0±3,0°C
Resolución de temperatura	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
Capacidad de almacenamiento de agua	20kg±5%	58kg±5%	98kg±5%
Cantidad máxima de descongelación	6 piezas	12 piezas	24 pzas
Tiempo de descongelación	≤16 min, desde -20°C hasta situación de descongelación	≤16 min, desde -20°C hasta condición de descongelación	≤16min, desde -20°C hasta situación de descongelación
Temperatura ambiente	18~30°C	18~30°C	18~30°C
Consumo	1000VA	2000VA	3600VA
Fuente de alimentación	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz (transformador externo)	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz (transformador externo)	Estándar: CA220V, 50/60Hz; Opcional: CA110V, 50/60Hz (transformador externo)

Especificación	20kg±5% - 6 piezas - modelo 1	58kg±5% - 12 piezas - modelo 2	98kg±5% - 24 piezas - modelo 3
Dimensiones externas (A×P×H)	550×500×470mm	600×540×970mm	720×600×990mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	670×620×695mm	744×714×1200mm	860×745×1210mm
Peso neto	25kg	55kg	80kg
Peso bruto	42kg	75kg	105kg

Aplicaciones

98kg±5% 2098 kg 37 C: elija la variante comparando Capacidad de almacenamiento de agua y Máximo Cantidad de descongelación.

Que cambia entre variantes

B2-01-010592.1: Capacidad de almacenamiento de agua: 20 kilos ± 5%; Máximo Cantidad de descongelación: 6 piezas.

B2-01-010592.2: Capacidad de almacenamiento de agua: 58 kilos ± 5%; Máximo Cantidad de descongelación: 12 piezas.

B2-01-010592.3: Capacidad de almacenamiento de agua: 98 kilos ± 5%; Máximo Cantidad de descongelación: 24 piezas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad de almacenamiento de agua: 20 kilos ± 5% y máximo cantidad de descongelación: 6 piezas.

Use esta configuracion si necesita capacidad de almacenamiento de agua: 58 kilos ± 5% y máximo cantidad de descongelación: 12 piezas.

Use esta configuracion si necesita capacidad de almacenamiento de agua: 98 kilos ± 5% y máximo cantidad de descongelación: 24 piezas.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad de almacenamiento de agua y Máximo Cantidad de descongelación; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad de almacenamiento de agua y Máximo Cantidad de descongelación.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)