



Maquina de descongelacion de sangre

20kg±5%

Descongelador de bolsas de sangre; Rango térmico: 37.0±3.0°C; Resolución térmica declarada: ±0.1°C; Almacenamiento de agua: 20kg±5%; Cantidad máxima de bolsas: 6 unidades; Tiempo de descongelación: ≤16min, desde -20°C hasta descongelación; Temperatura ambiental: 18-30°C; Consumo: 1000VA; Peso neto: 25kg.

Código: B2-01-010592.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	20kg±5% B2-01-010592.1
Tipo de descongelación	Estándar: tipo baño de agua Opcional: tipo de agua aislada
Rango de temperatura	37.0±3.0°C
Resolución de temperatura	±0.1°C
Capacidad de almacenamiento de agua	20kg±5%
Cantidad máxima de descongelación	6 unidades
Tiempo de descongelación	≤16min, desde -20°C hasta la situación de descongelación
Temperatura ambiente	18~30°C
Consumo de potencia	1000VA
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz(transformador externo)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	550*500*470mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	670*620*695mm
Peso neto	25kg
Peso bruto	42kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)