



Instrumento de pesaje para recolección de sangre

Alarma sonora y visual

Instrumento de pesaje para recolección de sangre; Rango de medición: 0-1200ml; Exactitud de medición: 2%; Exactitud de visualización declarada: 1ml; Proporción de líquido declarada: 1.05g/ml; Velocidad de recolección: 0.5-3ml/s; Frecuencia de oscilación: 30-32r/min; Ángulo de oscilación: $13\pm 2^\circ$; Consumo: 12W; Alimentación: AC110/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz; Peso neto/bruto: 2.8kg/3.5kg

Código: B2-01-010594.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Alarma sonora y visual B2-01-010594.1
Rango de medición	0~1200ml
Exactitud de medición	2%
Exactitud de indicación	1ml
Densidad del líquido	1.05g/ml
Velocidad de recolección	0.5~3ml/s
Frecuencia de oscilación	30~32r/min
Ángulo de oscilación	$13\pm 2^\circ$
Alarma	Alarma sonora y visual
Consumo	12W
Alimentación eléctrica	AC110/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	218*172*160mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	310*260*210mm
Peso neto/bruto	2.8kg/3.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)