



Banco de operación sanguínea de baja temperatura 2-8 °C

Código: B2-01-010595

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La estación de trabajo de baja temperatura sanguínea cuenta con control por microcomputadora, pantalla digital de temperatura en tiempo real, fácil configuración de parámetros funcionales y temperatura constante automática. Se utiliza ampliamente en departamentos de transfusión sanguínea y transfusión clínica para proporcionar un entorno adecuado para la compatibilidad sanguínea y evitar infecciones cruzadas.

Características

- 1. El diseño científico y razonable de las encimeras de operación puede evitar eficazmente que la muestra de sangre se resbale de la mesa.
- 2. Utilizando tecnología de control de temperatura de precisión por microcomputadora, alta precisión de control de temperatura, temperatura de la mesa de visualización digital en tiempo real, con alarma de temperatura ultrabaja, configuración de parámetros conveniente.
- 3. La encimera del producto está hecha de acero inoxidable de alta calidad con un proceso de trefilado, tiene una apariencia hermosa y es más cómoda de limpiar.
- 4. Equipado con protector de corriente de fuga y sobretensión.
- 5. El compresor tiene la función de arranque retardado y protección contra altas temperaturas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Refrigeración por aire - Pantalla táctil - 1500*1050*1010
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm	1350*880*860
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	1310*820*20
Mostrar	Pantalla táctil
Rango de temperatura	2~8°C
Resolución temporal	±0,1°C
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire
Consumo	1800 W
Fuente de alimentación	Estándar: AC22 0V , 50/60 Hz ; Opcional: C.A. 110 V , 50/60 Hz (Transformador externo)
Tamaño del embalaje (ancho*profundidad*alto) mm	1500*1050*1010



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Refrigeración por aire - Pantalla táctil - 1500*1050*1010
Peso neto/bruto (kg)	175/205

Aplicaciones

Banco de operaciones de sangre a baja temperatura: la compra se decide principalmente por tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 1350*880*860 y tamaño interno (an. x pr. x al.) mm: 1310*820*20.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 1350*880*860.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño interno (an. x pr. x al.) mm: 1310*820*20.

Adecuado cuando la especificacion requerida es mostrar: pantalla táctil.

Criterios de compatibilidad

Verifique tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 1350*880*860 antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño interno (an. x pr. x al.) mm: 1310*820*20 antes de confirmar la compra.

Verifique mostrar: pantalla táctil antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 1350*880*860 y tamaño interno (an. x pr. x al.) mm: 1310*820*20 coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)